

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA oraz DODATKOWE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

AMBULEX

Rękawice medyczne i jednorazowe rękawice ochronne wykonane z naturalnego kauczuku lateksowego (NR), pudrowane, niesterylne, oburęczne, do jednorazowego użytku.

Poziom zabezpieczenia przed ryzykiem jest spełniony tylko dla nowego produktu.

WŁAŚCIWOŚCI

Jednorazowe rękawice zabiegowe, mające powszechne zastosowanie w ochronie zdrowia. Obniżają ryzyko zakażenia podczas badań i zabiegów oraz kontaktu z zanieczyszczonym materiałem medycznym.

Rękawice spełniają wymagania Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745 oraz norm EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009.

Rękawice spełniają wymagania Rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 oraz norm EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ASTM F1671/F1671M-13. Są środkiem ochrony indywidualnej kategorii III i posiadają certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę niezależną SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15YN2P, Irlandia (2777).

Rękawice oznakowane piktogramem  oznaczającym dopuszczenie do kontaktu z żywnością, są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1935/2004. Rękawice posiadają Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH dopuszczające do kontaktu z żywnością.

Symbole użyte na opakowaniu	
	Kod partii
	Wyprodukowano przez
	Data produkcji
	Użyć przed
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Nie używać powtórnie
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Chronić przed światłem słonecznym

	Przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem
AQL 1.5	Granica akceptowalnej jakości
	Do kontaktu z żywnością
MD	Wyrób medyczny

WYJAŚNIENIE POZIOMÓW OCHRONY

EN ISO 374-5:2016



Ochrona przed mikroorganizmami

Rękawice chronią przed przenikaniem bakterii, wirusów i grzybów.

EN ISO 374-1:2016
Type C



Ochrona przed substancjami chemicznymi

Rękawica, która wykazuje odporność na przenikanie na co najmniej 1 poziomie skuteczności wobec minimum 1 substancji chemicznej zastosowanej w badaniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 zakwalifikowana jest jako Typ C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU

Niniejsze rękawice chronią przed zagrożeniami chemicznymi zgodnie z oznaczonymi wartościami poziomów ochrony. Należy wziąć pod uwagę, że potwierdzony poziom odporności wg EN 16523-1 nie odzwierciedla rzeczywistych warunków pracy, gdzie inne czynniki mogą mieć wpływ na wydajność ochrony.

Przed zastosowaniem rękawic należy je zawsze sprawdzić pod względem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, np. przekłucia lub pęknięcia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, rękawic nie należy używać, należy wziąć nową parę. Przed założeniem rękawic zalecane jest dokładne osuszenie skóry rąk. Po każdorazowym zdjęciu rękawic zalecane jest dokładne umycie rąk, osuszenie i zastosowanie kremu pielęgnacyjnego. Należy używać min. 1 parę rękawic dla jednego pacjenta i do jednej procedury. Rękawice zanieczyszczone krwią lub płynami ustrojowymi powinny być usunięte jako odpad medyczny. Jeśli do skóry przedostanie się substancja chemiczna, należy ją natychmiast zmyć dużą ilością wody z dodatkiem mydła. Należy uważać, aby substancje chemiczne nie przedostały się do środka rękawic przez mankiety. Nie należy stosować rękawic brudnych wewnątrz – mogą one powodować podrażnienia lub infekcje wywołujące zapalenie skóry lub poważniejsze dolegliwości. Produkt ten zawiera naturalny lateks i może powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Produkt zawiera ditiokarbaminian cynku. Nie stosować przy braku tolerancji tych substancji. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Powtórne użycie jest niedopuszczalne - wiąże się z bardzo dużym ryzykiem zakażenia pacjenta/użytkownika.

OPAKOWANIE I WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Rękawice pakowane są po 100 sztuk w kartoniki indywidualne. Kartoniki z rękawicami pakowane są w kartony przystosowane do transportu i składowania. Rękawice należy przechowywać w temperaturze od +5°C do +35°C w oryginalnym opakowaniu, w suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed ciepłem, wilgocią, mocnym światłem i ozonem.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU

Przy prawidłowym przechowywaniu właściwości fizyczne rękawic są zachowane przez okres: 5 lat od wyprodukowania. Data produkcji oraz data ważności naniesione są na opakowaniu.

UTYLIZACJA

Zużyte rękawice należy utylizować odpowiednio do obowiązujących przepisów o odpadach medycznych. Rękawice zanieczyszczone substancjami chemicznymi należy utylizować odpowiednio do przepisów o danych substancjach chemicznych.

UWAGI KOŃCOWE

Uszkodzony produkt należy bezzwłocznie wycofać z eksploatacji, ponieważ nie zapewnia deklarowanej przez producenta ochrony, a jego dalsze stosowanie może być przyczyną dodatkowych zagrożeń.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Data aktualizacji instrukcji: 2021.07.15

