



RU

СООДУБИХ[®] ГЛАЗНИЦА
CODUBIX[®] AUGENHÖHLE WALL
СООДУБИХ[®] ГЛАЗНИЦА 3D
Протезы костей глазницы

ХАРАКТЕРИСТИКА

Протезы кости глазницы Codubix[®] выполняются техникой плетения из полипропиленового волокна, которое отличается незначительным удельным весом, а также низкой температурой плавления, что позволяет протезу принимать жесткость и твердость. Большая прочность, незначительный удельный вес, гидрофобность, которая препятствует впитыванию жидкостей, в том числе физиологических, не токсичность, отсутствие химической активности позволяют сравнить по физическим свойствам эндопротез кости глазницы Codubix[®] с натуральной костью. Протезы глазницы Codubix[®] легко поддаются моделированию во время имплантации и позволяют выполнять диагностику не вызывая артефактов.

ПОКАЗАНИЯ

Тканые протезы кости глазницы Codubix[®] предназначаются для восполнения дефекта кости глазницы (перелома скуло-глазнично-верхнечелюстного (СГВЧ) комплекса, изолированные переломы дна глазницы), возникших в результате травматических переломов центральной лицевой части черепа, а также по иным причинам.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказанием не установлено. Ни в одном случае не наблюдалось местного воспаления введенного материала. Не использовать у лиц с аллергией на полипропилен.

РЕКОМЕНДАЦИИ

После отсечения надкожницы следует оценить количество дефектов и их размер. Эндопроtez следует предварительно отрезать с помощью ножниц, придавая ей нужную размер и форму. Оперативные действия:

- высободить мягкие ткани глазницы, застрившие в очине перелома на его дне,
 - провести носоглазничную грыжу в полость глазницы.
- Перед завершающим введением имплантата следует произвести подгонку. Для того чтобы протез правильно выполнил свое задание, он должен опираться на неповрежденный краев дефекта. Легко выгнутая форма протеза и ее упругость влияют на ее оптимальное прилегание к краю дефекта. Протез поддерживает мягкие ткани глазницы и защищает их от выпадения в просвет глазку.

Лечение дефектов при переломах скуло-глазнично-верхнечелюстного комплекса
В случае переломов такого типа лечение заключается в перемещении обломков (остеотомия пластинами), восстановлении анатомической непрерывности интнер-наружного края глазницы и восстановления нижней стенки глазницы. Выполнить высвобождение из щели перелома мягкой ткани, отвести носоглазничную грыжу в полость глазницы. Разместить в правильное положение смещенного костного фрагмента на ее оптимальное прилегание к краю дефекта. Протез поддерживает мягкие ткани глазницы. Для соединения обломков следует использовать пластины и болты (например, титановые). Для восстановления стенок глазницы и заполнения дефектов в ее дне следует использовать протезы кости глазницы Codubix[®]. Благодаря своей кривизне, соответствующей анатомической кривизне глазницы, а также некоторой упругости, протез очень точно прилегает к стенкам глазницы. После имплантации эндопротеза кости глазницы пациент должен использовать капли для носа с антибактериальными свойствами для предотвращения заражения. Рекомендованной практикой для предотвращения заражения есть также использование антибиотиков на 3-4 дня перед операцией.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед вживлением имплантата протезы кости глазницы Codubix[®] следует точно определить:

- размер дефекта кости глазницы,
- форму дефекта кости глазницы,
- кривизну соответствующую индивидуальному строению глазницы.

Завершающий подбор и подгонка протеза к дефекту происходит в тракте хирургической процедуры (протез можно резать). Перед тем, как подогнать протез, его следует смочить в растворе физиологической соли.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Протезы дефектов кости глазницы Codubix[®] предлагаются на продажу в стерильном состоянии.
- Не допускаются повторная стерилизация протеза кости глазницы Codubix[®].
- Не следует вживлять протезы кости глазницы Codubix[®] срок годности которого истек.
- Изделие исключительно одоразового применения. Из-за способа вживления нет возможности использовать его повторно.
- Протез подгонки и чистки протеза должны протекать в асептических условиях.
- Изделие нестерилизованное.

ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ

На основании имеющегося опыта и клинических наблюдений, наличия осложнений, связанных непосредственно с использованием протеза, не установлено. Однако существует возможность возникновения осложнений, связанных с несоблюдением правил предупреждения повреждения глазодвигательных мышц.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Протезы костей глазницы Codubix[®] должны храниться в следующих условиях:

- в затененных помещениях,
- при температуре 15°С - 35°С,
- при влажности 25 - 65%,
- в условиях, предотвращающих возможность намокания и механического, или химического повреждения.
- в оригинальной единичной упаковке (коробка или непосредственная упаковка).

Механическое повреждение упаковки различного происхождения может привести к тому, что изделие перестанет быть стерильным.

Редакция от: 05.2019

RO

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
CODUBIX[®] PROTEZA DE OS PENTRU PERETEII ORBITEI
СООДУБИХ[®] ПРОТЕЗА ДЕ ОС ПЕНТРУ ПЕРЕТЕИ ОРБИТЕИ
Протезы кости орбиты

CHARACTERISTICI

Протезы кости орбиты Codubix[®] sunt (eșute din fire de polipropilenă care se caracterizează prin greutatea mică și temperatură de topire scăzută, care asigură protezei rigiditatea și rezistența corespunzătoare. Rezistența mecanică crescută, greutatea specifică scăzută, o absorbție a fluide, non-toxică, inactivă din punct de vedere chimic, cu un grad ridicat de vindecare conferă implantului osos Codubix[®] proprietăți similare cu ale osului uman. Implantul osos Codubix[®] poate fi ajustat perfect la dimensiunea defectului peretelui orbital chiar în timpul procesului de implantare.

INDICAȚII

Protezele Codubix[®] se folosesc pentru reconstrucția defectelor peretelui orbital (de ex. fracturi în zona peretelui orbital) care apar urmare lezării superficiale sau centrale a craniului (la complexul zigomatico-maxilar).

CONTRAINDICAȚII

Până în prezent nu au fost raportate cazuri de intoleranță față de aceste materiale. Nu utilizezi la pacienții alergici la polipropilenă.

INSTRUCȚIUNI

Tratamentul fracturilor apărute izolat în zona orbitală

După îndepărtarea peretelui orbitei, trebuie să evaluați numărul și suprafața leziunilor. Taiati implantul la dimensiunile corespunzătoare leziunii. Procedura efectivă trebuie să:

- curățați de (esut moale arăt zona unde se află fractura, cât și cavitatea orbitală,
- reduceți mărkkă țesutului orbitei – zona care lipsește din cavitatea orbitei.

Apoi introduceți implantul și evaluați dimensiunea acestuia. Pentru ca implantul să își îndeplinească scopul, trebuie să fie fixat într-o zonă fără țesut. Forma inițială, ușor convexă și elasticitate permit inserarea implantului cu precizie și adera la baza defectului. Implantul susține (esutul moale din zona orbitei) și împiedică deplasarea sinusurilor.

Tratamentul fracturilor/ordelelor complexului zigomatico-maxilar

În cazul acestui tip de leziuni tratamentul constă în re poziționarea așchilor osoase și refacerea unei părți specifice a peretelui orbital. Eliberati zona în care se află leziunea de (esut moale și reduceți peretele orbital – zona care lipsește din cavitatea orbitei. Așezați ligamentul palpebral în poziția corespunzătoare osului care a fost deteriorat și reconstruiți defectele peretelui orbital. Pentru anatomiza așchilor folosiți plăci și șuruburi (din titan de exemplu). Pentru reconstrucția peretelui orbital și a leziunilor din cavitatea orbitei utilizați implantul pentru reconstrucția peretelui orbital Codubix[®]. Forma inițială ușor convexă și gradul de extensie – efect al elasticității, fac posibilă inserarea cu precizie și aderența implantului la peretele orbital. După implantarea protezei în osul peretelui orbital, pentru a preveni posibile infecții, pacienții ar trebui să utilizeze picături nazale cu proprietăți antibacteriene. O bună practică pentru a contracara infecția este, de asemenea, utilizarea terapeu tic antibiotic timp de 3-4 zile înainte de intervenția chirurgicală.

UTILIZARE

Înainte de implant trebuie stabilite următoarele:

- dimensiunea defectului,
 - forma defectului,
 - țara struty kosti orbitei,
 - curbura caracteristică și profilul orbital.
- Ajustarea finală a implantului osos se poate face chiar în timpul intervenției. După ajustare implantul trebuie să fie curățat și mulă atenție de reziduale rezultata (particule fine de implant) prin clătire în soluție salină normală.

NOTE

- Protezele pentru peretele orbital Codubix[®] se comercializează sterile.
- Protezele pentru peretele orbital Codubix[®] nu se sterilizează.
- Protezele pentru peretele orbital Codubix[®] nu se folosesc după data expirării.
- Produsul se implantează o singură dată! Datații metode de implantare nu este posibilă reutilizarea produsului.
- Ajustarea, curățarea și implantul se fac în condiții aseptice.
- Produs non-pirogen.

COMPLICAȚII

Pe baza observațiilor clinice și a studiilor efectuate nu au fost înregistrate complicații. În situații izolate, pot apărea leziuni la nivelul mușchilor globului ocular.

DEPOZITARE

Protezele pentru peretele orbital Codubix[®] trebuie să fie depozitate:

- în camere întunecate,
- la temperaturi cuprinse între 15°C - 35°C,
- în limita de umiditate 25 - 65%,
- ferite de deteriorări de natură mecanică și chimică,
- în ambalajul original (cutie și ambalaj individual). Orice daune mecanice ale ambalajului pot expune produsul la pierderea sterilității.

Data ultimei verificări 05.2019

SK

NÁVOD NA POUŽITÍ
CODUBIX[®] SÍŤEŤNÁ STĚNA
СООДУБИХ[®] ОЧНИЦА 3D
Протезы кости орбиты

CHARAKTERISTIKA

Протезы кости орбиты Codubix[®] sú vyrobené spletaním z polypropylénovej priadze, ktorá sa vyznačuje nízkou hmotou látkou a jednoduchým tvarovaním a formovaním, čo proteze poskytuje zodpovedajúcu tuhosť a tvrdosť. Vysoká pevnosť, nízka hmotná ťaž, hydrofóbnosť prispievajúca k neabsorbácii kvapalín a fyziologických tekutín, netoxičnosť a neplítnosť chemických aktivít spôsobujú, že protezy kosti orbice Codubix[®] sú z hľadiska fyzikálnych vlastností môž porovnávať s prirodzenou kosťou. Orbitálne protezy Codubix[®] sú pri implantácii ľahko modelovateľné a umožňujú diagnostiku bez tvorby artefaktov.

INDIKÁCIE

Spletané protezy kosti orbice Codubix[®] sú určené na vyplnenie straty orbitálneho stěny (zlomeniny jarmovej kosti) – (ešuste – očnénice, izolované zlomeniny dna očnénice) vyplývajúceho zo zlomeniny stredovej tvárovej časti lebky po úrazoch a z iných príčin.

KONTRAINDIKÁCIE

Neboli zistené žiadne kontraindikácie. V žiadnom prípade nevzniká lokálna neznašanlivosť implantovaného materiálu. Nepoužívajte u pacientov alergických na polypropylen.

USMERNENIA

Liečba straty kosti pri izolovanej zlomenine dna očnénice
Po odstránení vstupy okosice posúďte počet strát a tvar. Spletaný materiál vopred prstíhrite nožnicami na príslušnú veľkosť a tvar. Operačný postup:

- uvoľnite mäkkú tkanivú očnénice zachytenú v otnisku zlomeniny na dne,
- očíznovo-duňinový prieťah odvedte do očnénice.

Implantát pred konečným zavedením prispôbte. Proteza sa musí opierať o nepoškodený okraj straty, aby správne plnila svoju funkciu. Miernu konvexnú tvar protezy a jej elasticita môžu vplyv na jej optimálne prilnúťe k okrajny straty. Proteza pridržlva mäkkú tkanivú očnénice a chráni ich pred herniáciou do otvoru dutiny.

Ošetění vady zygomatico-maxilárno - orbitální fraktury
V těchto případech se ošetění sestává z repozice úlomků (osteosynthesis), obnovení anatomické kontinuity vnější spodní hrany očnénice a nahradení spodní stěny očnénice. Zabezpečíte uvolnění měkkého tkánve v štrbine zlomeniny, očnicovo-duňinový prieť odvedst do očnénice. Míhnicový bočný vřz umístíte na správném místě transplantovaného kostného štěpu a zrekonstruovat straty vzniknuté na dne očnénice. Na spojení úlomků použijte dráty a škrtky (např. titanové). Na rekonstrukci stěny očnénice a vyplnění strát na jej dne použijte protezy kosti očnénice Codubix[®]. Proteza veřní presne prilíha k stenám očnénice vřka svojímu zakřiveníu zodpovídajícímu anatomickému zakřiveníu orbity, ako aj vřka určité elasticity. După implantarea protezei în osul peretelui orbital, pentru a preveni posibile infecții, pacienții ar trebui să utilizeze picături nazale cu proprietăți antibacteriene. O bună practică pentru a contracara infecția este, de asemenea, utilizarea terapeu tic antibiotic timp de 3-4 zile înainte de intervenția chirurgicală.

SPŮSŮB POUŽITÍ

Před implantací protezy kosti orbice Codubix[®] je potřebné presne určit:

- veľkosť straty kosti orbice,
- tvar straty kosti orbice,
- zakřivenie podľa individuálnej stavby orbice.

Konečný výber a prispôbenie protezy podľa straty prebehla počas chirurgického zákroku (protezu možno strihať). Pred prispôbením sa proteza musí navrhúť vo fyziologickom rozkroku.

UPOZORNENIA

- Protezy strát kosti orbice Codubix[®] sa predávajú sterilne.
- Protezy kosti orbice Codubix[®] sa nesmú opakovane sterilizovať.
- Protezy kosti orbice Codubix[®] sa ne používajú po uplynutí dátumu expirácie.
- Výrobok len na jednorazové použitie. Vzhľadom na spôsob implantácie sa výrobok neda použít opakovane.
- Formovanie a očistenie protezy musí prebiehať za aseptických podmienok.
- Apyrogénny výrobok.

MOŽNÉ KOMPLIKÁCIE

Na základe doterajších skúseností a klinických pozorovaní neboli zistené žiadne komplikácie, ktoré priamo súvisia s použitím protezy. Môžu sa však vyskytnúť komplikácie spojené s traumatickým poškodením okolitých svalov.

PODMIEŤKY UCHOVÁVANIA

Protezy kosti orbice Codubix[®] sa musia uchovávať:

- v zatienených miestnostiach,
- pri teplote 15° C - 35° C,
- pri vlhkosti v rozsahu 25 až 65%,
- v podmienkach chránených pred vlhkosťou a mechanickým alebo chemickým poškodením,
- v originálnom jednotkovom balení (kartón, ako aj individuálne balenie). Akékoľvek mechanické poškodenie obalu môže mať za následok stratu sterility výrobku.

Dátum poslednej verzie: 05.2019

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ
CODUBIX[®] SZEMÉREJ-FAL
СООДУБИХ[®] ОЧНИЦЕ 3D
Протезы про вяды орбитální stěny

CHARAKTERISTIKA VÝROBKŮ

Codubix[®] protezy pro vady kosti orbitální stěny jsou vyrobeny pletením z polypropylenového vlákna, které je charakteristické svou nízkou hmotností a nízkou teplotou rozpuštění a které proteze propůjčují přiměřenou tuhost a tvrdost. Vysoká odolnost, nízká hmotnost, hydrofobní vlastnosti přispívají tam, kde je nedostatečně absorbované tkáni a fyziologických tekutin, netoxiční, chemicky stálý, dobrý stupeň hojení. Díky svým fyzikálním vlastnostem se transplantát Codubix[®] lahko identifikuje s přirozenou lebční kostí. Protezy orbitální stěny je jednoduché během implantace formovat a možou být diagnostikovány bez jakýchkoliv nálezu.

INDIKACE

Pletené protezy Codubix[®] se používají k rekonstrukci vad kosti orbitální stěny (zygomatico-maxilárno-orbitální fraktury, očnéňné fraktury orbitální stěny), které jsou následkem fraktur střední obličejové kosti po traumatech či z jiných příčin.

KONTRAINDIKACE

Není známa žádná kontraindikace ani nesnášlivost na implantovaný materiál. Nepoužívá u pacientů s přecitlivělostí na polypropylen.

SMĚRNICE

Ošetění vad jedinéých fraktur orbitální stěny
Po oddělení periorbita vyhodnoťe počet vad a jejich rozsah. Z pleteného materiálu předběžně odstříháte vhodnou velkosť a tvar. Operační postup:

- uvolněte měkkou tkáň orbitální stěny vzvznutou na dně poškození,
- snižte orbitální stěnu - lakunární kýly na orbitální stěně dutiny.

Následně zavedte implantát a zhotovte jeho velikost. Aby proteza přesně splňovala svoji roli musí být umístěna na nepoškozenou část defektu. Plovný tvar, mírně konvexní a elastická proteza dovolují přesnou přilnavost k základu. Implantát podporuje/vytvřuje měkkou tkáň orbitální stěny a zajišťuje funkci tkáň před vřivčováním do dutiny.

Ošetění vad zygomatico-maxilárno - orbitální fraktury

V těchto případech se ošetění sestává z repozice úlomků (osteosynthesis), obnovení anatomické kontinuity vnější - spodní orbitální stěny a obnovení dna orbitální stěny. Uvolněte měkkou tkáň ve štrbině fraktury, napravte orbitální stěnu - lakunární kýly do dutiny orbitální stěny. Umístete oční vad po požadované úrovni pemístěného kostního přepěvnění a opravte vad orbitální stěny. Se spojování úlomků použijte desky a šroub (např. titanium). Pro rekonstrukci orbitální stěny a dotatečných vad v její spodní použijte protezy Codubix[®]. Díky zakřivení souvisejícím s anatomií zakřivení orbitální stěny a určité míry elasticity proteza přesně prilíná k orbitální stěně. Proteza veřní presne prilíha k stenám očnénice vřka svojímu zakřiveníu zodpovídajícímu anatomickému zakřiveníu orbity, ako aj vřka určité elasticity. După implantarea protezei în osul peretelui orbital, pentru a preveni posibile infecții, pacienții ar trebui să utilizeze picături nazale cu proprietăți antibacteriene. O bună practică pentru a contracara infecția este, de asemenea, utilizarea terapeu tic antibiotic timp de 3-4 zile înainte de intervenția chirurgicală.

POUŽITÍ

Před použitím protezy Codubix[®] musí být přesně specifikovány následující:

- velikost vady kosti orbitální stěny,
- tvar vady kosti orbitální stěny,
- zakřivení podle individuální struktury orbitální stěny.

Konečný výber a upěvnění/dopasování protezy na vadu probíhá během operační procedury (protezu je možno zkrátit). Před použitím je potřeba výrobek navrhúť fyziologickým rozkrokem.

POZNÁMKA

- Protezy Codubix[®] jsou sterilní.
 - Opěťová sterilizace/sterilizace protezy Codubix[®] není dovolena.
 - Lejratí období követeně a Codubix[®] szeméregfal csontprotézisét illes beültetni.
- A végső kiválasztás és a protézis hianyosságába való beillesztése az operáció alatt megy végbe (a protézis vágható). A protézis behelyezése előtt fiziológias sóoldattal kell mártani.

MEGJEJYZÉS

- A Codubix[®], szeméregfal csontjénak pótlására szolgáló protézis steríl állapotban kerül forgalomba.
- A Codubix[®] szeméregfal csontprotézis újratelezése nem megengedett.
- A lejratí idői követeně a Codubix[®] szeméregfal csontprotézisét illes beültetni.

TÁROLÁS

A Codubix[®] szeméregfal csontprotézis:

- sóét helyésben,
- 15° C - 35° C közötti hőmérsékleten,
- 25 - 65%-os páratartalmú helyen,
- nedveségtől és mechanikai ill. kémiai sérülésektől védeve tárolandó,
- eredeti csomagolásában (dobozban) és közvetlen csomagolásában). Bármely mechanikai sérülés a csomagoláson a sterilitás elvesztéséhez járhat.

Datum poslední kontroly: 05.2019

Legutolsó ellenőrzés dátuma: 05.2019

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
CODUBIX[®] SZEMÉREJ-FAL
СООДУБИХ[®] ОЧНИЦЕ 3D
Протезы про вяды орбитální stěny

JELLEMZŐK

A Codubix[®], szeméregfal (szemgödör csontos falának protézisét) protézis kötése technológiával, polipropilén fonálból gyártják, amelynek fajlajú és alacsony olvadási hőmérséklet jellemez, ami lehetővé teszi a protézis megfelelő merevségének és keménységének biztosítását. A tartósság, az alacsony fajlagos súly, hidrofób tulajdonságából eredő testfolyadékokkal és egyéb folyadékokkal szembeni abszorpcós ellenálló képesség jellemzi; nem mérgező, nincs kémiai aktivitása. Mindazon tulajdonságának köszönhetően a Codubix[®] szeméregfal protézis a fizikai tulajdonságok szempontjából a természetes csonttal azonosítható. A Codubix[®], protézis könnyen formázható a beültetés során és lehetővé teszi a diagnosztizálást, egyéb képi torzulások (artifact-ok) megjelenése nélkül.

INDIKÁCIÓ

A Codubix[®], kötése technológiával előállított protézis a szeméregfal csontbeli hianyosságának helyreállítására (járomcsont, felső-állkapocs, szeméreg törése), szeméreg falának elszigetelt törésén) használják, az arc középső csomópontjának keletkezett törések következtében okozott traumát vagy egyéb okokat követően.

ELLENJAVALLAT

Nincs ellenjavallat. A beültetett anyag kapszán helyi érzékszérhetetlenségéről egyetlen esetről sem számoltak be. Ne alkalmazzá, ha a beteg allergás a polipropilénre.

IRÁNYELVEK

A szeméreg fal elszigetelt töréseiből adódó hianyosságok kezelése.

A szeméreg falának próteztét követően megérte föl a hianyosságok számát és kiterjedését. Hozzávetőlegesen vizsgálá le a szövet anyagot előelő, ezzel megadja annak méretét és formáját. Műéti beavatkozás: Szabadítsa ki a szeméreg falának puha szövetét, amelyek a törés során beekelődték a szeméreg falának törési részébe. A végleges behelyezés előtt igazítsa pontosan méretre és alakra az implantátumot. Azért, hogy a protézis tökéletesen ellátssa funkcióját a hiany azon részére kell azt helyezni, amely nem sérült. A protézis eredeti, enyhén domború formája és rugalmassága lehetővé teszi az alaphoz való pontos tapadását. Az implantátum megállapítja a szeméreg fal puha szövetét és védi azokat az arcugéresz töréstől beeséstől.

Hianyosságok kezelése járomcsont-, felső-állkapocs-, szeméregi töréseknél
Ilyen jellegű töréseknél a kezelési lényege a szilánkok repozíciója (lemezés osteosynthesis), a szeméreg külső-alsó szélé anatómiai folytonosságának helyreállítása és a szeméregfal alsó falának helyreállítása. Szabadítsa fel a puha szöveteket a törési hasadékban, vezesse le a szeméreg-arcugéresz sérvét a szeméregbe. Helyezze a szemhéj-ínszalagot a megfelelő helyzetbe és állítsa helyre a sérüléseket a szeméreg falán. A szilánkok összekapcsolásához használjon lemezeket és csavarokat (pl. titániumot). A szeméregfal és pótlásának helyreállításához használja a Codubix[®], szeméregfal csontprotézisét. Az anatómiai szeméregfal görbületével megegyező görbületének és bizonyos rugalmasságának köszönhetően a protézis nagy pontosságú illeszkedik a szeméreg falához.

A szeméreg csontprotézis beültetése után a beteg alkalmazhat antibiotikális hatású orrcseppeket a fertőzés megelőzése céljából. A fertőzés megelőzésének az is jó gyakorlat, ha a műtét előtt 3-4 nappal antibiotikum kúrát is alkalmazunk.

ALKALMAZÁS

A Codubix[®], szeméregfal csontprotézis beültetését megelőzően az alábbiakat pontosan meg kell határozni:

- a szeméregfal csontján lévő sérülés/hiany mérete,
- a szeméregfal csontján lévő sérülés formája,
- az egyén szeméregfal szerkezetével legyen összhangban a görbület.

A végső kiválasztás és a protézis hianyosságába való beillesztése az operáció alatt megy végbe (a protézis vágható). A protézis behelyezése előtt fiziológias sóoldattal kell mártani.

MEGJEJYZÉS

- A Codubix[®], szeméregfal csontjénak pótlására szolgáló protézis steríl állapotban kerül forgalomba.
- A Codubix[®] szeméregfal csontprotézis újratelezése nem megengedett.
- A lejratí idői követeně a Codubix[®] szeméregfal csontprotézisét illes beültetni.

TÁROLÁS

A Codubix[®] szeméregfal csontprotézis:

- sóét helyésben,
- 15° C - 35° C közötti hőmérsékleten,
- 25 - 65%-os páratartalmú helyen,
- nedveségtől és mechanikai ill. kémiai sérülésektől védeve tárolandó,
- eredeti csomagolásában (dobozban) és közvetlen csomagolásában). Bármely mechanikai sérülés a csomagoláson a sterilitás elvesztéséhez járhat.

Datum poslední kontroly: 05.2019

Legutolsó ellenőrzés dátuma: 05.2019

DE

GEBRAUCHSANWEISUNGEN
CODUBIX[®] ORBITAL WALL
СООДУБИХ[®] ORBITAL WALL 3D
Prothesen der Augenhöhlenknochen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Prothesen der Augenhöhlenknochen Codubix[®] werden mit der Stricktechnik aus Polypropylenangarn ausgeführt, das sich mit niedrigem spezifischem Gewicht und einfacher Modellierung und Formung charakterisiert, was die Verlebung der Prothese von entsprechender Steifheit und Härte ermöglicht. Hohe Festigkeit, niedriges spezifisches Gewicht, Hydrophobie, die zu fehlender Absorption der Flüssigkeit und physiologischen Flüssigkeiten beiträgt, Giftfreiheit sowie keine chemische Aktivität bewirken, dass Prothesen der Augenhöhlenknochen Codubix[®] mit dem natürlichen Knochen identifiziert werden können. Prothesen Codubix[®] unterliegen leicht der Modellierung während der Implantation, ermöglichen die Diagnostik und hinterlassen keine Artefakte.

INDIKATIONEN

Gestrickte Prothesen der Augenhöhlenknochen Codubix[®] sind zur Ausfüllung der Knochenverluste in der Augenhöhle (Jochbein-Kiefer-Augenhöhlen-Frakturen, isolierte Frakturen des Augenhöhlenbodens) vorgesehen, die in Folge von Frakturen des mittleren Gesichtsschädels teils nach Unfällen und aus anderen Gründen entstanden sind.

KONTRAINDIKATIONEN

Es wurden keine Kontraindikationen festgestellt. In keinem Fall wurde lokale Intoleranz des implantierten Stoffes festgestellt. Nicht bei Personen anwenden, die gegen Polypropylen allergisch sind.

HINWEISE

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA CODUBIX® AKIDUBĖS SIENOS CODUBIX® AKIDUBĖS SIENOS 3D Akidubės sienos protezas

GAMINIO SAVYBĖS

Akidubės sienos kauli protezai Codubix® gaminami pastaikant polipropileno gijų nėrimo technologija. Sienos polipropilenu būdingas mažas svoris ir žema lygtimosi temperatūra, todėl protezai palina sutelkti norima standumą ir kietumą. Pukus paviršumams, mažas savitasis svoris bei hidrofbinės savybės garantuoja, kad protezams neabsorbuos skystų medžiagų ir fiziologinių skysčių, bus netoksikškas, chemiškai neaktyvus, užtikrins gerą gjimą, be to, Codubix® protezus lengva atsukti nuo natūralaus kauluko kaulo dėl jų fizinių savybių. Codubix® akidubės sienos protezus implantacijos metu lengva surmuoti, o teltikant diagnostines procedūras je nesukuria artefaktų.

INDIKACIJOS

Akidubės sienos protezai Codubix® naudojami akidubės sienos kaulinių defektų (zigmomatiksialiniarių -akidubės lūžių, lūžolių, lūžolių, kaulinių defektų, atsiraadė dėl vėdo vidurio kaulokės kaulų lūžių po traumų ar dėl kitių priežasčių, rekonstrukcijai.

KONTRAINDIKACIJOS

Kontraindikacijos nėra. Lokalaus implantuotos medžiagos netoleravimo atvejų nuzregistruota. Nerekomenduojama naudoti pacientams, alergiškiems polipropilenui.

REKOMENDACIJOS

Defektų, atsiradusių dėl izoliuoto akidubės sienos lūžio, gydymas
Atpreparave prioritetinius audinius įvertinkite kaulinių defektų skaičių ir jų apimtį. Iškirpkite preliminarių nerios medžiagos protezo lopa, suteikiama jam atitinkamą dydį ir formą. Operacinė procedūra:

- atpalaidaukite akidubės sienos minkštosiuos audinius, įstrigusius lūžusių kaulų defekte,
- sumazinkite akidubės sienos – lakūnų išvaržų į akidubės sienos ertmę. Tuomet įsikite implantą ir įvertinkite jo dydį. Norėdami, kad protezas funkcionuotų pilnavertiškai, jį reikia pritvirtinti prie nepažeistos defekto krašto. Originali protezo forma (neįstipriai šgaubta) bei elastinis garantuota tikslų priglundimą prie pagrinde. Implantas palaiko minkštosiuos akidubės sienos audinius ir apsaugo nuo jų skverbimosi įsinus.

Defektų, atsiradusių dėl zigmomatiksialiniarių – akidubės lūžių, gydymas

Defektų lūžių atvejis gydymas susideda iš skeveldrų repozicijos (osteosinezės), išorinės apatinės akidubės sienos kratišo anantomio vientisumo atstatymo bei apatinės akidubės sienos rekonstrukcijos. Atpalaidaukite kauliniuose defektuose įstrigusius minkštosiuos audinius, sumazinkite akidubės sienos – lakūnų išvaržų į akidubės sienos ertmę. Akies voku raištį patalpinkite atitinkamoje padėtyje dislokūto kaulinio prisitvirtinimo atžvilgiu ir rekonstruokite akidubės sienos defektus. Skeveldrų anastomozės nauokite plokštėles ir varžtus (pvz., titanium). Akidubės sienos rekonstrukcijai į papilomų akidubės dugno defektų užpildymui nauokite akidubės sienos protezus Codubix®. Dėl šių protezų įskieptumo, atitinkamo anantomiskajam akidubės sienos linkimui, bei elastingumui, je puikai zināmą elastingumą dėjų protezų lūžimui padidėja acs dumba liekumams, kā arī zināmą elastingumą dėjų protezų lūžimui padidėja acs dumba sieniniam. Pėc orbitės sienas kaula protezēs implantacijos, pacientai vajadzētu nozīmēt deguna pilnems ar antibiotikālām īpašībām, lai novērstu infekcijas risku. Laba prakse, lai novērstu infekcijas risku ar antibiotiku terapija 3-4 dienas pirms operācijas.

ĮDĖJIMAS

Prieš implantaciją akidubės sienos protezus Codubix® būtina tiksliai įvertinti šiais dalykais:

- akidubės sienos kaulinio defekto dydį,
- akidubės sienos kaulinio defekto formą,
- išlinkimius atsivėjalių individualia akidubės sienos struktūrą.

Galutinis protezo pdirinimas prie kaulinio defekto vyksta chirurgines procedūras metu (protezo galima papildomai apkirpti). Prieš pritvirtinant, protezų reikia sudrekinoti fiziologiniu tirpalu.

PASTABOS

1. Akidubės sienos kaulinių defektų protezai Codubix® yra sterilūs.
2. Akidubės sienos kauli protezai Codubix® pakartotinai sterilizuoti negalima.
3. Akidubės sienos kauli protezų Codubix® negalima naudoti pasibaigus jų galiojimo terminui.
4. Produktas yra pritaikytas vienkartiniam naudojimui. Dėl implantacijos metodikos produkto naudoti pakartotinai nėra galimybės.
5. Protezo formavimo ir valymo procedūra turi būti atliekama laikantis aseptikos reikalavimų.
6. Apriogeninis produktas.

KOMPLIKACIJOS

Remiantis ankstesne patirimi ir klinikiniais stebėjimais, su šių protezų naudojimui susijusių komplikacijų nebūvo užfiksuota. Galimos komplikacijos, susijusios su potrauminiu akies obuolio judinamųjų raumėnu pažeidimu.

LAIKYMAS

Akidubės sienos kauli protezai Codubix® turėtų būti laikomi:

- tamsioje patalpoje,
- 15°C- 35°C temperatūroje,
- 25 -65% drėgmėje,
- aplinkoje, apsaugojančio nuo sudrekinimo bei mechaninio ar cheminio pažeidimo,
- originalioje produkto pakuotėje (dėžėje ir tiesioginiame įpakavime). Produktais tampa nestabilius dėl bei kokių mechaninių pakuočių pažeidimų.

Paskutinės pėriūros data: 05.2019

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA CODUBIX® ORBITĀS SIENAI CODUBIX® ORBITĀS SIENAI 3D Acs dumba kaula protezēs

RAKSTUROJUMS

Acs dumba kaula protezēs Codubix® tiek pīta no polipropilēna šķiedrām, kas atšķiras ar nelielu īpatnību, kā arī zemu kusānas temperatūru, kas ļauj piešķirt protezēti kaulu viršūmi. Akies voku raištis patalpina atitinkamā padētyē dislokūto kaulinā prisitvīrinām atzvēlīgu un rekonstruē akidubēs sienas defektus. Skeveldrās anastomozēs nauokite plokštēles un varžtus (pvz., titanium). Akidubēs sienas rekonstrukcijai ī papilomju akidubēs dugno defektu užpildīmaj nauokite akidubēs sienas protezus Codubix®. Dēļ šīu protezū īskieptumā, atitinkamā anantomiskajam akidubēs sienas linkīmaj, bei elastīgumam, je puikai zināmā elastīgumā dėjū protezū lūzīmaj padīdēja acs dumba liekumams, kā arī zināmā elastīgumā dėjū protezū lūzīmaj padīdēja acs dumba sienīmaj.

INDIKĀCIJAS

Acs dumba kaula protezēs Codubix® paredzētas acs dumba kaula defekta (vaigu kauli, acs dumba un augšokļa kompleksa lūzīmu, izolētā acs dumba dibena lūzīmu) kompensēšanai, kas radīsies gāvaksausa sejas centrālās daļas traumatisko lūzīmu rezultātā, kā arī citu iemeslu dēļ.

KONTRAINDIKĀCIJAS

Kontraindikācijas nav konstatētas. Nevienā gadījumā netika novērota implantētā materiāla trauma. Nelietot pacientiem, kam ir alerģija pret polipropilēnu.

IETEIKUMI

Prieš implantēšanas acs dumba dibena izolētā lūzīma gadījumā
Pēc kaula plēvs atstāšanas jānovērtē defektu skaits un to apmērs. Endoprotēze iekrēs jānogrēzē ar šķērēm, pieskaitot tā nepieciešamo izmēru un formu. Operatīvā darbības:

- atbrīvot acs dumba mīkostos audus, kas iestrīgusi lūzīma vietā tā dibenā,
 - novērst deguna un šķērēm implantāciju.
- Pirms galīgas implantāts ievietošanas tiks jāpīlgielo. Lai protezēs pareizi pīldītu savas funkcijas, tai jābūtās tā izbejātās defekta malā. Nedaudz izlietā protezēs forma un tās elastīgums ietekmēs tāš optīmālo piekļāvšanos defekta malā. Protezēs bālās acs dumba mīkostos audus un pasargā tos no izsīšanās pā blakusdumbu lūmenā. Pēc orbitēs sienas kaula protezēs implantācijas, pacientam vajadzētu nozīmēt deguna pilnems ar antibiotikālām īpašībām, lai novērstu infekcijas risku. Laba prakse, lai novērstu infekcijas risku ar antibiotiku terapija 3-4 dienas pirms operācijas.

Defektu ārstēšana vaigu kaulā, acs dumba un augšokļa kompleksa lūzīmu gadījumā

Šāda tipa lūzīmu gadījumā ārstēšana iekļauj atļūzīmu pārvietošanu (osteosīnēzi), izmantot plāksnītes), acs dumba apakšējās ārējās malas anantomiskās nepārtātīktības kausimā ārstēšanā (būv. van titanium) voor de anastomose van boffragmenten. Gebruik Codubix® orbitā implantāciju voor de restructie van de orbita en opvulling van defecten in de orbita bodem. Het licht convexe vorm en de mate van elasticiteit zorgen ervoor dat het implantaat nauwkeurig kan worden aangebracht. Het implantaat ondersteunt het zachte weefsel van de oogkas en beschermt tegen wegzakking in de sinus.

Pėc orbitās sienas kaula protezēs implantācijas, pacientam vajadzētu nozīmēt deguna pilnems ar antibiotikālām īpašībām, lai novērstu infekcijas risku. Laba prakse, lai novērstu infekcijas risku ar antibiotiku terapija 3-4 dienas pirms operācijas.

IZMANTOŠANAS METODEDE

Prieš implantāciju acs dumba kauli protezi Codubix®, precīzi jānovērtē:

- deflekts stāsmēse,
- deflekts formu,
- acs dumba kaula defekta izmērs,
- acs dumba kaula defekta forma,
- acs dumba individuālajai uzdevūm atbilstošais liekums.

Galīgā protezēs piemēklēšana un pielgāšana defektam notiek ķirurģiskās procedūras laikā (protezi drīkst sagriezt). Pirms piļģot protezē, tā jāsamitrina ar sāls fizioloģiskā šķīdumā.

AMMERNKINGER

1. Protezētiļ oņehulens knogler Codubix® levers ī sterīl tilstand.

1. Akidubės sienos kauli defektu protezēs Codubix® tiek piedāvātas pārdotānai sterīli veidā.
2. Acs dumba kaula protezēs Codubix® atkārtota sterilizācija nav pieļaujama.
3. Nedrīkst implantēt acs dumba kauli protezi Codubix®, kuri ir beidzies derīguma termiņā.
4. Produktas yra pritaikytas vienkartiniam naudojimui. Dėl implantacijos metodikos produkto naudoti pakartotinai nėra galimybės.
5. Protezo formavimo ir valymo procedūra turi būti atliekama laikantis aseptikos reikalavimų.
6. Apriogeninis produktas.

ISPĖJIAMĀS KOMPLIKĀCIJAS

Pamatoties uz līdzīgānū pieredzi un klīniskajām novērojumiem, komplikācijas, kas būtu saistītas tieši ar protezēs izmantošanu, konstatētas netika. Taču pastāv komplikāciju rašanās iespēja sakarā ar acs kustību muskļu pēctraumatisku bojājumu.

GLABĀŠANAS APSTĀKĻI

Acs dumba kaula protezēs Codubix® jāuzglabā:

- i mārķelagte rum,
- uz temperatūru mēliem 15°C - 35°C,
- rezultātā vienlaicīgi 25- 65%,
- ar mitrumu 25 -65 %,
- apstākļos, kas pasargā no samitrināšanas, mehāniskā vai ķīmiskā bojāšomas,
- oriģinālajā iepakojumā (kastē un individuālajā iepakojumā). Mehāniskā bojāšomas bojājumi var padarīt produktu nestēru.

Redakcija: 05.2019

DK

BRUGSANVISINGEN CODUBIX® ORBITALEN CODUBIX® ORBITALEN 3D Proteser til øjenhulens knogler

KARAKTERISTIK

Proteser til øjenhulens knogler Codubix® er fremstillet ved brug af striketeknikken af polypropylenang, der udføres lavt egenvægt og god formingselastivne, hvilket medfører, at produktet nemt kan tilpasses til ønskede former ved samtidig at der sikres protesens nødvendige stivhed og hårdhed. Høj styrke, lavt egenvægt og hydrofob (ingen absorption af væske eller kropsvæsker), non-toxicitet og ingen kemisk aktivitet medfører, at hvad angår de fysiske egenskaber svarer produktet til naturlige knogler. Proteser til øjenhulens knogler Codubix® kan nemt formeres under implantationen og udfør ingen forringelse ved senere diagnostik uden at medføre forvrængninger.

INDIKATIONER

Striktede proteser til øjenhulens knogler Codubix® er beregnet til fyldning af knogleangmer ved øjenhulen (brakket kindben eller overkæben eller knoglerud omkring øjenhulens samt isoleret knoglebrud i øjenhulens bund), opstået ifølge mellemansigtets knoglebrud, traumer og af andre årsager.

KONTRAINDIKATIONER

Der er ikke konstateret kontraindikationer. Det blev ikke noteret nogen lokal intolerance af det implanterede materiale. Produktet er ikke beregnet til personer, der er overfølsomme over for polipropylen.

RIGHTLIJNEN

Behandeling van geïsoleerde orbita fracturen
Bepaal aantal en omvang van de defecten na het losmaken van de periorbita. Knip het gewenste formaat. Implantatieproceduur:

- verwijder schade aan zachte weefsels,
- verkien de orbita.

Breng het implantaat vervolgens in en controleer of het formaat goed is. Het implantaat dient te worden aangebracht op de onbeschadigde rand van het defect. De licht convexe vorm en de mate van elasticiteit van het implantaat zorgen ervoor dat het nauwkeurig kan worden aangebracht. Het implantaat ondersteunt het zachte weefsel van de oogkas en beschermt tegen wegzakking in de sinus.

BEHANDLING VAN ZYGOMA-ORBITALE FRACTUREN

Bij dergelijke fracturen bestaat de behandeling uit repositie en fixatie van boffragmenten (osteosynese) en herstel van de anatomische continuïteit van de buitenste oogkasrand en de orbita bodem. Verwijder schade aan zachte weefsels, verkieen de orbita. Plaats het palprebaal ligament in de juiste positie en reconstrueer de defecten in de orbita. Gebruik Codubix® orbita implantaten voor de restructie van de orbita en opvulling van defecten in de orbita bodem. Het licht convexe vorm en de mate van elasticiteit zorgen ervoor dat het implantaat nauwkeurig kan worden aangebracht in de oogkas.

Na implantatie van de orbitwand prothese dient de patiënt neushoudruppels met antibacteriële eigenschappen te gebruiken om infecties te voorkomen. Infecties kunnen tevens worden tegengegaan door het gebruik van antibiotica gedurende 3-4 dagen voor de operatie.

OPMERKINGEN OVER DE TOEPASSING

Voorad Codubix® orbita implantaten kunnen worden aangebracht moet worden vastgesteld:

- het formaat van het defect,
 - de vorm van het defect,
 - de kromming van de oogkas van de patiënt.
- Het bepalen van de definitieve vorm van het implantaat en de aanpassingen die nodig zijn vinden intraoperatief plaats (het implantaat kan worden bijgesteld). Het implantaat moet worden gespoeld met een fysiologische zoutoplossing, voordat het wordt aangebracht.

WAARSCHUWINGEN

1. Codubix® orbita implantaten worden steriel geleverd.
2. Codubix® orbita implantaten mogen niet opnieuw worden gesteriliseerd.
3. Codubix® orbita implantaten niet toepassen wanneer de houdbaarheidsdatum is overschreden.
4. Het product is bestemd voor eenmalig gebruik. Door de implantatiemethode wordt hergebruik niet mogelijk.
5. De verpakking en reiniging van het implantaat dienen te worden uitgevoerd onder aseptische omstandigheden.
6. Het product is niet-pyrogen.

MULIGE KOMPLIKATIONER

Hiditige erfaringer med produktet samt kliniske observationer giver ingen anledning til at antage, at der kan opstå nogle komplikationer i direkte forbindelse med anvendelsen af produktet, men der kan opstå komplikationer i form af posttraumatiske forstyrrelser af øjenmuskler.

OPBEVARINGSVILKAR

Proteser til øjenhulens knogler Codubix® opbevares:

- i mørkelagte rum,
- under temperaturer mellem 15°C - 35°C,
- ved luftfugtighed mellem 25 - 65%,
- hvor produktet er sikret i forbindelse med fugtighed, mekanisk beskyddelse eller kemisk forurening,
- i den originale emballage (karton eller individuel pakning). Mekanisk beskyddelse af pakningen kan udsætte produktet for tab af sterilitet.

Revideret sidste gang: 05.2019

NL

INFORMATIE VOOR GEBRUIK CODUBIX® ORBITAAL PAREDE CODUBIX® ORBITAAL PAREDE 3D Implantaten voor de oogkas

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Codubix® orbita implantaten zijn geweven van polypropyleen dat een laag gewicht en een laag smeltpunt heeft, waardoor de implantaten de geschikte mate van hardheid en stijfheid kunnen verkrijgen. Dankzij de fysische eigenschappen van Codubix® orbita implantaten, zoals duurzaamheid, laag soortelijk gewicht, zero absorptiviteit van hydrofiele vloeistof, non-toxiciteit, chemische inactiviteit en goede inheilig, integren de implantaten gemakkelijk met het natuurlijke botweefsel. Codubix® orbita implantaten kunnen gemakkelijk worden gevormd tijdens de implantatieprocedure en maken diagnostiek zonder artefacten mogelijk.

INDICATIES

Codubix® orbita implantaten van geweven polypropyleen worden gebruikt voor de restructie van de orbita bij middengezichts-fracturen (zygoma- orbitale fracturen, geïsoleerde orbita fracturen) door trauma of andere oorzak.

CONTRA INDICATIES

Er zijn geen gevallen bekend van locale intolerantie voor het geïmplanteerde materiaal. Niet toepassen indien de patiënt overgevoelig is voor polypropyleen.

RICHTLIJNEN

Behandeling van geïsoleerde orbita fracturen
Bepaal aantal en omvang van de defecten na het losmaken van de periorbita. Knip het gewenste formaat. Implantatieproceduur:

- verwijder schade aan zachte weefsels,
- verkien de orbita.

Breng het implantaat vervolgens in en controleer of het formaat goed is. Het implantaat dient te worden aangebracht op de onbeschadigde rand van het defect. De licht convexe vorm en de mate van elasticiteit van het implantaat zorgen ervoor dat het nauwkeurig kan worden aangebracht. Het implantaat ondersteunt het zachte weefsel van de oogkas en beschermt tegen wegzakking in de sinus.

Behandeling van zygoma- orbitale fracturen

Bij dergelijke fracturen bestaat de behandeling uit repositie en fixatie van boffragmenten (osteosynese) en herstel van de anatomische continuïteit van de buitenste oogkasrand en de orbita bodem. Verwijder schade aan zachte weefsels, verkieen de orbita. Plaats het palprebaal ligament in de juiste positie en reconstrueer de defecten in de orbita. Gebruik Codubix® orbita implantaten voor de restructie van de orbita en opvulling van defecten in de orbita bodem. Het licht convexe vorm en de mate van elasticiteit zorgen ervoor dat het implantaat nauwkeurig kan worden aangebracht in de oogkas.

Na implantatie van de orbitwand prothese dient de patiënt neushoudruppels met antibacteriële eigenschappen te gebruiken om infecties te voorkomen. Infecties kunnen tevens worden tegengegaan door het gebruik van antibiotica gedurende 3-4 dagen voor de operatie.

OPMERKINGEN OVER DE TOEPASSING

Voorad Codubix® orbita implantaten kunnen worden aangebracht moet worden vastgesteld:

- het formaat van het defect,
 - de vorm van het defect,
 - de kromming van de oogkas van de patiënt.
- Het bepalen van de definitieve vorm van het implantaat en de aanpassingen die nodig zijn vinden intraoperatief plaats (het implantaat kan worden bijgesteld). Het implantaat moet worden gespoeld met een fysiologische zoutoplossing, voordat het wordt aangebracht.

WAARSCHUWINGEN

1. Codubix® orbita implantaten worden steriel geleverd.
2. Codubix® orbita implantaten mogen niet opnieuw worden gesteriliseerd.
3. Codubix® orbita implantaten niet toepassen wanneer de houdbaarheidsdatum is overschreden.
4. Het product is bestemd voor eenmalig gebruik. Door de implantatiemethode wordt hergebruik niet mogelijk.
5. De verpakking en reiniging van het implantaat dienen te worden uitgevoerd onder aseptische omstandigheden.
6. Het product is niet-pyrogen.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Op basis van eerdere ervaringen en klinische observaties zijn er geen gevallen bekend waarbij complicaties zijn optreden bij de toepassing van de implantaten. Posttraumatische beschadiging van de oogspieren is waargenomen.

BEWAREN

Codubix® orbita implantaten bewaren:

- op een donkere plaats,
- bij een temperatuur tussen 15°C - 35°C,
- met een luchtvochtigheid tussen 25% - 65%,
- buiten bereik van vocht, mechanische beschadiging of chemische verontreiniging,
- in de originele verpakking (doos en directe verpakking). Mechanische schade aan de verpakking kan verlies van steriliteit tot gevolg hebben.

Laatste bigewerkto op: 05.2019

FR

MODE D'EMPLIOI CODUBIX® ORBITALE PAREDE CODUBIX® ORBITALE 3D Protèses pour la reconstruction des parois de l'orbite

CARACTERISTIQUE

Les protéhes pour la reconstruction des parois de l'orbite Codubix® sont fabriquées en technique de tricotage en fibres de polypropylène qui se caractérisent par le poids spécifique bas et la modélisation et la formation facile, permettant d'assurer à la prothèse une rigidité et une duréte voulue. Etant donné ses qualités : haute résistance, poids spécifique bas, caractére hydrophobe impliquant la non absorption de liquides et de solutions physiologiques, non-toxicité, absence d'activité chimique, du point de vue de leurs caractéristiques physiques, les protéhes pour la reconstruction des parois de l'orbite Codubix® peuvent être identifiées à la structure osseuse naturelle. Les protéhes de l'orbite Codubix® s'apprent facilement à la modélisation pendant l'implantation et permettent le diagnostic sans artefact.

INDICATIONS

Les protéhes tricotées pour la reconstruction des parois de l'orbite sont destinées à compléter les pertes de substance osseuse de l'orbite (fractures orbito-maxillo-zygomatiques, fractures isolées du plancher orbitaire) résultant des fractures du massif facial médian à la suite d'un traumatisme ou d'une autre cause.

CONTRA-INDICATIONS

Aucune contre-indication n'a été constatée. En aucun cas, l'intolérance locale de la protése implantée n'a été constatée. Ne pas utiliser chez les personnes allergiques au polypropylène.

INDICATIONS

Reconstruction des défauts dus aux fractures isolées du plancher orbitaire
Après la dissection du périoste, évaluer le nombre de pertes et leur étendue. Découper préalablement le tricot avec des ciseaux pour la donner la taille et la forme appropriées. Technique opératoire :

- libérer les tissus mous de l'orbite au foyer de la fracture sur le plancher de l'orbite,
- replacer la hernie sino-orbitaire dans la cavité de l'orbite.

Ajuster la taille de l'implant, avant son introduction définitive. Pour que la prothèse assume proprement sa fonction, elle doit s'appuyer sur le bord non endommagé du défaut. La forme légèrement convexe de la prothèse et sa certaine élasticité permettent l'adhérence optimale aux bords du défaut. La prothèse supporte les tissus mous de l'orbite et les protège contre une nouvelle indentation dans le sinus.

Reconstruction des défauts dus aux fractures orbito-maxillo-zygomatiques

Dans le cas d'une fracture de ce genre, le traitement consiste à replacer le produit adhésif (ostéosynthese par plaques), à restaurer la continuité anatomique du bord extérieur inférieur de l'orbite et à reconstruire la paroi inférieure de l'orbite. Libérer le tissu mou de la face de la fracture, replacer la hernie sino-orbitaire dans la cavité de l'orbite. Placer le ligament palprebaal latéral en position appropriée de l'attachement osseux déplacé et reconstruire le défaut dans le plancher de l'orbite. Pour l'anastomose, utiliser les plaques et les vis (p.ex. en titane). Pour reconstruire les parois de l'orbite et compléter les pertes dans son plancher, utiliser la prothèse pour la reconstruction des parois de l'orbite Codubix®. Grâce à sa forme courbée, correspondant à l'anatomie de l'orbite, et à sa certaine élasticité, la prothèse adhère précisément aux parois de l'orbite. Après l'implantation des protéhes de l'orbite le patient(e) doit appliquer des gouttes nasales ayant des propriétés antibactériennes pour prévenir l'infection. Un moyen efficace de lutter contre l'infection consiste également en un traitement antibiotique pendant 3-4 jours avant la chirurgie.

MODE D'EMPLOI

Avant l'implantation de la prothèse pour la reconstruction des parois de l'orbite Codubix®, estimer avec précision:

- la taille de la perte de substance osseuse de l'orbite,
- la forme de la perte de substance osseuse de l'orbite,
- la courbure individuelle de l'orbite.

La sélection et l'ajustement définitif de la prothèse au défaut se fait au moment de l'intervention chirurgicale (la prothèse peut être découpée). Avant l'ajustement, la prothèse doit être imprégnée de solution de sel physiologique.

NOTES SUPPLÉMENTAIRES

1. Les protéhes pour la reconstruction des parois de l'orbite Codubix® est un produit stérile.
2. Les protéhes pour la reconstruction des parois de l'orbite Codubix® ne peuvent pas être stérilisées.
3. Ne pas implanter les protéhes pour la reconstruction des parois de l'orbite Codubix® après la date de péremption.
4. Produit à usage unique. Vu la méthode d'implantation, la réutilisation du produit n'est pas possible.
5. La modélisation et le nettoyage de la prothèse doivent être réalisés dans des conditions aseptiques.
6. Produit apyrogène.

COMPLICATIONS POSSIBLES

Suivant la base de l'expérience actuelle et de l'observation clinique, des complications résultant directement de l'implantation de la prothèse n'ont pas été constatées. Toutefois, peuvent survenir des complications dues à l'endommagement post-traumatique des muscles oculomoteurs.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Les protéhes pour la reconstruction des parois de l'orbite Codubix® doivent être stockées dans les conditions suivantes :

- dans les locaux ombragés,
 - température de 15°C à 35°C,
 - humidité relative de 25-65%.
- Ultima revisio: 05.2019

PT

INSTRUCÖES DE USO CODUBIX® ORBITAL PAREDE CODUBIX® ORBITAL PAREDE 3D Prótese da parede orbital

CARACTERÍSTICAS

Prótese de orbital parede óssea CODUBIX® são de malha de fios de polipropileno caracterizada por baixa granulata e fíaci ajuste e formando o que dá a prótese rigidez e duranā adequada. Alta resistência, baixo peso específico, propriedades hidrofóbicas que contribuem para a falta de absorção de líquido e fluido fisiológico, não toxicidade, inatividade química, boa cura em causa grau que as próteses CODUBIX® pode ser facilmente identificado com o osso craniano naturais devido à sua integridade física propriedades. As próteses de parede orbital CODUBIX® são fáceis de moldar durante a implantação e permitir um diagnóstico sem dar fragmentos.

INDICAÇÕES

Próteses de osso (fratura-zygomático-maxilo orbital, fraturas isoladas do assoalho da órbita) como resultado de fraturas do osso do crânio faciais meio e após traumas ou de outras causas.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não há contra-indicações foram encontrados. Sem caso de intolerância local ao material implantado foi reportado. Não utilizar em pacientes alérgicos ao polipropileno.

Orientações

Tratamento de defeitos em fratura isolada