

Delikatny bandaż elastyczny o wysokiej rozciągliwości 150% oraz uniwersalnym zastosowaniu.

Wielorazowego użytku, zachowuje stałą elastyczność, nawet po kilkukrotnym praniu.

Do każdego bandaża dołączona jest zapinka, która ułatwia mocowanie opatrunku.

Zastosowanie:

- jako bandaż odciążający w profilaktyce i leczeniu urazów układu ruchu, np. skręceń czy nadwyrężeń
- jako bandaż lekko uciskający (w leczeniu powierzchownego układu żylnego)
- jako bandaż podtrzymujący do mocowania opatrunków

Rodzaje:

- niejałowe

Rozmiary i pakowanie:

- niejałowe: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm o długości 4 m pakowane w folię po 1 szt. – długość mierzona w stanie rozciągniętym

Długość mierzona w stanie rozciągniętym.



>>