

Wykonana z folii poliuretanowej zabezpieczonej papierem silikonowym.

Brzegi folii posiadają kolorowe "fingerlifty" ułatwiające aplikację wyrobu na wyznaczone pole operacyjne.

Ma dodatkowe owinięcie w postaci papieru silikonowego.

Folia chirurgiczna:


- jest elastyczna i rozciągliwa
- nie podrażnia skóry
- nie zawiera lateksu
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- nie jest cytotoksyczna
- przepuszcza parę wodną

Zastosowanie:

- do zabezpieczenia pola operacyjnego przed przenikaniem drobnoustrojów

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w kartonik po 10 szt.
- szeroka gama rozmiarów: od 20 cm x 10 cm do 90 cm x 60 cm



[Więcej](#)