

Komplety operacyjne Medidress są wykonane z tkanin charakteryzujących się miękkością i delikatnością. Specjalny spłot przędzy zastosowany w tkaninie nadaje wysoki komfort w użytkowaniu odzieży. Wyrób może posiadać bakteriostatyczne wykończenie zapobiegające namnażaniu się bakterii, a wprowadzona w tkaninę nitka węglowa zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych. Komplety składają się z bluzy i spodni, bądź też z bluzy i spódnicy. Bluza posiada z przodu karczek, krótkie rękawy i naszyte trzy kieszenie, które mogą być, na życzenie Klienta, ozdobione kolorowymi pionowymi lamówkami. Po bokach bluzy znajdują się rozporki, które nie ograniczają ruchów użytkownika. Spodnie proste, wykończone paskiem z tasemkami do regulacji obwodu pasa. Spódnica prosta (kopertowa), z paskiem i tasemkami do zawiązania w pasie.

Zastosowanie:


- jako odzież dla personelu medycznego bloku operacyjnego; wyrób zgodny z normą PN EN 13795

Rodzaje:

- niejałowe
- z tkaniny poliestrowej: niebieska, zielona, pomarańczowa, szara
- z tkaniny poliestrowo-bawełnianej: niebieska, zielona, czerwona

Rozmiary i pakowanie:

- rozmiar: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL; wzrost: 158-164; 170-176; 182-188 - identyfikacja rozmiaru kolorem wieszaczka przy bluzie i troków przy spodniach i spódnicy
- pakowane po 1 zestawie
- [wymiały wyrobu gotowego](#)



>>