

- wykonane z gazy bawełnianej i włókniny medycznej, która stanowi część absorpcyjną kompresu
- połączenie gazy i włókniny zwiększa chłonność wyrobu
- możliwość sterylizacji wersji niejałowej

Zastosowanie:

- do pochłaniania płynów z ran pacjenta w warunkach operacyjnych i ambulatoryjnych

Rodzaje:

- przesywany i nieprzeszywany
- jałowe i niejałowe

Rozmiary i pakowanie:

- dostępne w rozmiarze: 10 cm x 20 cm (nieprzeszywany), 9 cm x 9 cm (przeszywany)
- 10 cm x 20 cm jałowe: pakowane po 1 szt., po 2 szt., po 4 szt.
- 9 cm x 9 cm jałowe: pakowane po 1 szt.
- 10 cm x 20 cm niejałowe: pakowane po 50 szt.

UWAGA: Podczas procedur inwazyjnych stosować wyrób jedynie w stanie nierozwiniętym.

