

Ochrona delikatnych tkanek

- przezroczysty opatrunek wykonany z cienkiej folii poliuretanowej – przezroczystość umożliwia wizualną kontrolę stanu rany
- wodoodporny i nieprzepuszczalny dla bakterii – pozwala na prowadzenie normalnych zabiegów higienicznych, minimalizując ryzyko zainfekowania rany
- utrzymuje odpowiedni stopień wilgoci na ranie – rana goi się bez powstania strupa, co minimalizuje ryzyko powstania blizny
- może przebywać na ranie do 7 dni – mniej zmian opatrunku – to szybszy proces leczenia i niższe koszty

Zastosowanie do leczenia:


- drobnych ran, skaleczeń i otarć
- oparzeń pierwszego stopnia
- odleżyn pierwszego i drugiego stopnia
- miejsc, z których pobrano przeszczep

Rodzaje:

- jałowe

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe: 6 cm x 7 cm; pakowane po 5 szt.
- jałowe: 10 cm x 12 cm; pakowane po 5 szt. i po 50 szt.



[Więcej](#)