

Tromboguard® Opatrunek hemostatyczny do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych

Tamowanie krwawienia w 3 minuty!

- Tromboguard® jest opatrunkiem hemostatycznym czyli tamującym krwawienie
- działanie hemostatyczne opatrunku jest natychmiastowe i zachodzi w przeciągu 3 minut od aplikacji opatrunku na ranę – zostało to wykazane w trakcie badań klinicznych
- opatrunek składa się z 3 warstw, z których każda spełnia inną funkcję:
 - – warstwa aktywna opatrunku stanowi unikalną na rynku kombinację składników aktywnych (chitozan i alginiany), które odpowiadają za tamowanie krwawienia
 - – kolejna warstwa to pianka poliuretanowa, która posiada właściwości chłonne oraz utrzymuje odpowiednią wilgotność rany
 - – warstwę zewnętrzną stanowi membrana poliuretanowa, która chroni ranę przed czynnikami zewnętrznymi
- opatrunek może przebywać na ranie maksymalnie do 24 godzin
- więcej o opatrunku w ulotce informacyjnej

Zastosowanie:


- służy do tamowania krwawienia z ran urazowych (np. powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych lub w warunkach polowych)
- idealny do apteczek domowych, ratownictwa medycznego oraz użycie na polu walki

Rodzaje:

- jałowe

Rozmiary i pakowanie:

- jałowy: 10 cm x 10 cm; pakowany po 5 szt.
- pozostałe rozmiary dostępne na zamówienie



>>