

- zewnętrzna warstwa wykonana jest z gazy bawełnianej bielonej bezchlorowo
- wewnętrzną warstwę stanowi wkład chłonny w postaci wykroju waty bawełnianej
- miękki i chłonny
- krawędzie gazy zabezpieczone wewnątrz kompresu, nie strzępi się
- jednolita struktura wkładu chłonnego daje gwarancję równomiernego ucisku na gałkę oczną

Zastosowanie:

- do stosowania w trakcie i po zabiegach okulistycznych

Rodzaje:

- jałowe

Rozmiary i pakowanie:

- dostępne w rozmiarze 5 cm x 6 cm
- jałowe: pakowane po 1 szt.

UWAGA: Podczas procedur inwazyjnych stosować wyrób jedynie w stanie nierozwiniętym.

[>>](#)