

- wykonany ze sztucznego jedwabiu, który zapobiega maceracji skóry
- wytrzymały, a jednocześnie delikatny dla skóry
- charakteryzuje się wysoką przylepnością
- obustronnie ząbkowane brzegi ułatwiają przerwanie przylepca w ręku
- zastosowany klej akrylowy nie powoduje wystąpienia podrażnień

Zastosowanie:

- do mocowania opatrunków i innych elementów medycznych na wrażliwej skórze

Rodzaje:

- niejłowy

Rozmiary i pakowanie:

- dostępny w długościach 5 m oraz 9,14 m oraz szerokościach 1,25 cm, 2,5 cm oraz 5 cm
- niejłowy: pakowanie uzależnione od rozmiaru



>>