

Ambulex i Ambulex P Rękawice medyczne i jednorazowe rękawice ochronne

Połączenie komfortu i bezpieczeństwa.

Rękawice wykonane z lateksu, charakteryzują się dużą elastycznością oraz wytrzymałością mechaniczną. Stanowią skuteczną barierę ochronną, a rolowany brzeg mankietu ułatwia ich zakładanie.

Ambulex – rękawice medyczne i jednorazowe rękawice ochronne, pudrowane

- pudrowane naturalną skrobią kukurydzianą, która izoluje dłoń od warstwy lateksowej
- końcówki palców są chropowate, co zapewnia pewny chwyt narzędzi
- uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie

Rękawice Ambulex sklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej (PPE) kategorii III są zgodne z normą PN-EN ISO 374. Przed użyciem rękawic należy się zapoznać z [instrukcją użytkowania](#). W celu szczegółowego zapoznania się z informacją w zakresie odporności chemicznej, proszę o kontakt z Państwa przedstawicielem medycznym.

Ambulex P – rękawice medyczne i jednorazowe rękawice ochronne, niepudrowane – szczególnie polecane dla osób o wrażliwej skórze dłoni

- wykonane z lateksu, pozbawione środka pudrującego
- powierzchnia pokryta polimerem ułatwia zakładanie nawet na wilgotne dłonie
- powierzchnia rękawic chropowata, zapewnia pewny chwyt narzędzi
- uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie

Rękawice Ambulex P sklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii III (PPE) są zgodne z normą PN-EN ISO 374. Przed użyciem rękawic należy się zapoznać z [instrukcją użytkowania](#). W celu szczegółowego zapoznania się z informacją w zakresie odporności chemicznej, proszę o kontakt z Państwa przedstawicielem medycznym.

Zastosowanie:

- powszechne zastosowanie w służbie zdrowia
- obniżają ryzyko zakażenia podczas badań i zabiegów oraz kontaktu z zanieczyszczonym materiałem medycznym

Rodzaje:

- niejałowe
- pudrowane, niepudrowane

Rozmiary i pakowanie:

- XS, S, M, L, XL w kartoniku po 100 szt.
- rękawice Ambulex pudrowane w rozmiarze M w kartoniku po 10 szt. przeznaczone na rynek konsumencki do użytku domowego



>>