

Dwustrefowa serweta, spełniająca normę PN-EN 13795. Warstwa chłonna w środkowej części serwety zbiera płyny, a warstwa folii zatrzymuje je i zapobiega ich przenikaniu na stół.

Sprzedawana jest osobno, jako element zestawu lub jest integralną częścią obłożenia (jako owinięcie obłożenia).

Zastosowanie:

- do zabezpieczenia stołu do instrumentarium, na którym układane są zestawy serwet lub narzędzi

Rozmiary i pakowanie:

- rozmiary: 150 cm x 90 cm
- jałowa (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.; dodatkowo serwety mogą być pakowane w kartonowe dyspensery umożliwiające organizację i przechowywanie wyrobów w szpitalu

[>>](#)