

Kształt i rozmiar serwet umożliwia obłożenie pacjenta w sposób zapewniający bezpieczeństwo jemu oraz personelowi medycznemu, przy wykonywaniu różnych zabiegów. Serwety mogą być wyposażone w przylepce, otwory, wycięcia, worki na płyny i elastyczne elementy, które są dostosowane do danej operacji.

Prosta konstrukcja serwet daje możliwość szybkiego i skutecznego obłożenia pacjenta oraz wyznaczenia granic pola operacyjnego.

Serwety są oznakowane piktogramami, wskazującymi kierunek otwierania.



Serwety operacyjne są wykonane z surowców najwyższej jakości, spełniają wymagania normy PN-EN 13795, tym samym zapewniają użytkownikowi bezpieczeństwo stosowania.

Rodzaje:

- do angiografii
- do operacji szczęki
- do artroskopii
- do operacji dłoni/stopy
- do operacji ginekologicznych
- do operacji okulistycznych
- do operacji kończyny
- do operacji urologicznych

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.



[Więcej](#)