

Oferta opakowań papierowo-foliowych z fałdą do sterylizacji.

Opakowania z fałdą przeznaczone są do pakowania wyrobów "grubszych", o skomplikowanych kształtach.

Materiały wysokiej jakości użyte do produkcji opakowań oraz zwalidowany technologiczny proces wytwarzania zapewniają doskonały efekt "peel"- bezpyłowego otwierania opakowań.

To minimalizuje ryzyko zakażenia drobinami celulozy, które mogą się odrywać podczas otwierania opakowań papierowych.

Chemiczne indykatory procesu sterylizacji nadrukowano na papierze w obrębie zgrzewu od strony laminatu.

Wyrób spełnia wymagania norm PN-EN 868-3, PN-EN 868-5, PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2 i PN-EN ISO 11140-1.

Zastosowanie:


- jako opakowania dla sterylizacji parą wodną (STEAM), tlenkiem etylenu (EO) i formaldehydem (FORM)

Rodzaje:

- torebki
- rękawy

Rozmiary i pakowanie:

- torebki – zróżnicowana gama rozmiarów: szerokość od 40 mm do 600 mm; długość od 90 mm do 1200 mm; pakowane po 100 szt.
- rękawy – zróżnicowana gama rozmiarów, w postaci rolki o szerokości od 50 mm do 650 mm i długości od 60 m do 200 m; pakowane po 1 szt.



>>