

1



Specjalny nadruk w rogu kartonu zbiorczego wskazuje miejsce klejenia kartonu, które jednocześnie jest najlepszym miejscem do rozerwania boku.

2



Należy rozwarstwić klejenie we wskazanym miejscu.

3



Oderwanie przedniej ścianki kartonu zbiorczego umożliwia pewne złapanie i wyjęcie dyspensera.

4



Dyspenser można umieścić na półce w magazynku. Pozwala on na dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem wyrobów znajdujących się wewnątrz aż do momentu ich użycia na bloku operacyjnym

5



Opakowanie z kodem kreskowym EAN 128 ułatwia kierowanie procesem logistycznym, lepszą gospodarkę magazynową oraz łatwą identyfikację zawartości dzięki etykiecie na froncie.

6



Dyspenser jest opakowaniem wielokrotnego zamykania ze specjalną klapką i otworem dozującym. Można go otwierać przy pomocy uchwyty, dzięki czemu można łatwo i szybko wyjąć sterylne wyrob z opakowania.

7

