

Aplikatory to niejałowe narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, wykonane ze stali nierdzewnej, martenzytycznej, spełniającej wymagania norm dotyczących narzędzi chirurgicznych.

Zastosowanie:

- jako narzędzia pomocnicze w chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z uwzględnieniem podziału na zastosowane metody – służą do wykonania tunelu u pacjentki w celu prawidłowej implantacji taśmy urologicznej

Rodzaje:

- aplikator TVT – narzędzie pomocnicze przeznaczone do wykorzystania w metodzie TVT (Tension-free Vaginal Tape)
- aplikator TOT – narzędzie pomocnicze przeznaczone do wykorzystania w metodzie TOT (Trans Obturator Tape)
- zestaw aplikatorów TOT składa się z dwóch aplikatorów stanowiących swoje odbicia lustrzane, przeznaczony do wykorzystania w metodzie TOT (Trans Obturator Tape)
- zestaw aplikatorów TOT składa się z dwóch aplikatorów stanowiących swoje odbicia lustrzane, przeznaczony do wykorzystania w metodzie TOT “outside-in” (Trans Obturator Tape)
- niejałowe (zaleca się sterylizować para wodną)

Pakowanie:

- aplikatory TOT i TVT pakowane po 1 szt.
- zestaw aplikatorów TOT opakowanie jednostkowe po 2 szt.

Więcej szczegółów na stronie [www.dallop-nm.pl](http://www.dallop-nm.pl)

[>>](#)