

Delikatny bandaż elastyczny o wysokiej rozciągliwości 150%.

Jednorazowego użytku.

Struktura bandaża zwiększa przyleganie warstw do siebie, co zapobiega zsuwaniu się opatrunku.

Zastosowanie:

- do mocowania opatrunków na stawach oraz prostych i zaokrąglonych częściach ciała

Rodzaje:

- niejałowe

Rozmiary i pakowanie:

- niejałowe: 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm o długości 4 m pakowane w folię po 1 szt. – długość mierzona w stanie rozciągniętym

