

Samoprzylepny bandaż mocujący o rozciągliwości 90%.

Nie zawiera lateksu!

Kolejne warstwy szczepiają się ze sobą bez konieczności użycia zapinek.

Bandaż idealnie dopasowuje się do kształtu ciała, nie zsuwa się. Nie klei się do włosów, skóry czy ubrania.

Jednorazowego użytku.

Zastosowanie:

- jako bandaż mocujący opatrunki, szczególnie na zaokrąglonych częściach ciała

Rodzaje:

- niejałowe
- jałowe

Rozmiary i pakowanie:

- niejałowe: 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm o długości 4 m – długość mierzona w stanie rozciągniętym



MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z numerem 2274

>>