

Delikatny bandaż uciskowy, który dzięki wysokiej zawartości bawełny dobrze przepuszcza powietrze i jest doskonale tolerowany przez skórę. Rozciągliwość około 70%.

Matopat IDEAL jest wielokrotnego użytku – dzięki odpowiedniej kombinacji włókien naturalnych i syntetycznych, trwale zachowuje swoje właściwości, nawet po wielokrotnym praniu.

Zastosowanie:

- jako uciskowy bandaż mocujący
- jako bandaż odciążający we wszelkiego rodzaju urazach układu ruchowego
- jako bandaż podtrzymujący o lekkim działaniu uciskowym

Rodzaje:

- niejałowe

Rozmiary i pakowanie:

- niejałowe: 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm o długości 5 m – długość mierzona w stanie rozciągniętym

