

Uciskowy bandaż o niskiej rozciągliwości, wzmocnionym zakończeniu i niestrzępiących się brzegach. 90% elastyczność wyrobu została osiągnięta dzięki zastosowaniu mocno skręconych włókien bawełnianych.

Bandaż jest wyjątkowo przyjazny dla skóry, odporny na maści, chłonny, przepuszcza powietrze oraz promieniowanie.

Matopress jest wielokrotnego użytku – może być prany.

Zastosowanie:

- jako specjalistyczny bandaż do uzyskiwania mocnego ucisku
- po obliteracji żyłaków, a także we wszystkich stadiach schorzeń żylnych, między innymi w leczeniu żylnych obrzęków zastoinowych, owrzodzeń podudzi itp.
- w profilaktyce przeciwzakrzepowej
- w terapii obrzęku limfatycznego

Rodzaje:

- niejałowe

Rozmiary i pakowanie:

- niejałowe: 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm o długości 5 m – długość mierzona w stanie rozciągniętym



MD

>>