

Wysokiej jakości, bandaż elastyczny o wysokiej rozciągliwości 120% oraz uniwersalnym zastosowaniu. Wielorazowego użytku, stałą elastyczność bandaża, nawet po kilkukrotnym praniu, zapewnia odpowiednia kombinacja włókien pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Krepowana struktura bandaża zwiększa przyleganie warstw do siebie, co zapobiega zsuwaniu się opatrunku. Do każdego bandaża dołączona jest zapinka, która ułatwia mocowanie opatrunku.

Zastosowanie:

- jako bandaż odciążający w profilaktyce i leczeniu urazów układu ruchu, np. skręceń czy nadwyrężeń
- jako bandaż lekko uciskający (w leczeniu powierzchownego układu żylnego)
- jako bandaż podtrzymujący do mocowania opatrunków

Rodzaje:

- jałowe (sterylizowane parą) i niejłowe

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe: 12 cm, 15 cm o długości 4 m oraz 10 cm, 12 cm, 15 cm o długości 5 m pakowane po 1 szt.
- jałowe: 15 cm o długości 4 m oraz 15 cm o długości 5 m pakowane po 2 szt.
- niejłowe: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm o długości 4 m pakowane w folię po 1 szt.
- niejłowe: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm o długości 5 m pakowane w kartonik lub folię po 1 szt.

Długość mierzona w stanie rozciągniętym.

