

Bawełniany rękaw ortopedyczny stosowany jest jako pierwsza warstwa opatrunku podgipsowego. Wraz z podkładem podgipsowym Matosoft NATURAL stanowi kompletny – naturalny opatrunek podgipsowy, który w pełni zabezpiecza skórę pacjenta przed podrażnieniem i ciepłem emitowanym przez twardniejący opatrunek gipsowy.

Rękaw zabezpiecza skórę pacjenta przed ostrymi krawędziami opatrunku gipsowego. Wchłania pot i wilgoć.

Zastosowanie:

- do ochrony skóry przed podrażnieniami i emitowanym ciepłem z twardniejącej opaski
- element opatrunku podgipsowego
- element zabezpieczający skórę pod bandażem kompresyjnym

Rodzaje:

- niejałowe

Rozmiary i pakowanie:

- w rozmiarach 7 cm, 10 cm, 15 cm i długości 20 m pakowane po 1 szt.

