

Czepki chirurgiczne lekarskie wykonane są z cienkiej polipropylenowej włókniny. Mogą posiadać troki do wiązania lub delikatną gumkę podtrzymującą czepek na głowie. W ofercie także czepki chirurgiczne z napotnikiem.

Zastosowanie:

- w salach operacyjnych i ambulatoryjnych do ochrony przed transmisją czynników infekcyjnych pomiędzy pacjentem a personelem medycznym podczas postępowania chirurgicznego

Rodzaje:

- z gumką, z trokami, z napotnikiem
- jałowe (sterylizowane parą) i niejłowe
- kolor: niebieski

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe: pakowane w opakowanie typu blister po 1 szt.
- niejłowe: pakowane w kartoniki po 100 szt.
- niejłowe: pakowane w worek po 100 szt. (dotyczy czepka z trokami i z napotnikiem)



MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z numerem 2274

>>