

Czepki chirurgiczne pielęgniarskie wykonane są z cienkiej polipropylenowej włókniny. Dopasowany krój czepków pozwala na dokładne zakrycie głowy, a elastyczna i delikatna gumka przytrzymuje czepek na głowie.

Zastosowanie:

- w salach operacyjnych i ambulatoryjnych do ochrony przed transmisją czynników infekcyjnych pomiędzy pacjentem a personelem medycznym podczas postępowania chirurgicznego

Rodzaje:

- typu beret
- jałowe (sterylizowane parą) i niejłowe
- kolor: niebieski

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe: pakowane w opakowanie typu blister po 1 szt.
- niejłowe: pakowane w kartonik po 100 szt.

[>>](#)