

Służą do podtrzymywania opatrunków na ciele – zastępują tradycyjny bandaż szczególnie w miejscach niewygodnych lub trudno dostępnych, jak miednica czy krocze.

Występują w postaci rękawa – co ułatwia ich założenie – nie trzeba znać technik bandażowania, aby założyć siatkę.

5 różnych rozmiarów – obwód każdego z rozmiarów dostosowany jest do opatrywanej konkretnej części ciała.

Elastyczna struktura powoduje, że przy odpowiednim doborze rozmiaru do zabezpieczanej części ciała siatka będzie idealnie pasować.

Szybkie w nakładaniu, co jest szczególnie ważne podczas zmiany opatrunków u dzieci.

Idealne do domowego użytku – należy pamiętać, że w przypadku bandaża nieodpowiednie założenie może ograniczyć krążenie – jednowarstwowa konstrukcja siatki i 5 rozmiarów do wyboru – minimalizują to ryzyko.

Zastosowanie:

- przy zakładaniu opatrunku na trudno dostępne i niewygodne do opatrywania miejsca, takie jak: miednica, krocze
- przy ranach operacyjnych brzucha, klatki piersiowej i opatrunkach głowy
- do podtrzymywania opatrunków na ranach pooparzeniowych
- w chirurgii dziecięcej

Rodzaje:

- niejałowe

Rozmiary i pakowanie:

- 1 palec
- 2 dłón, przedramię, stopa, łokieć
- 3 ramię, podudzie, kolano, stopa
- 4 udo, głowa
- 5 klatka piersiowa, brzuch, biodro
- dostępne w długości 25 m (w stanie rozciągniętym)
- pakowanie po 1 szt.



>>