

Służą do podtrzymywania opatrunków na ciele – zastępują tradycyjny bandaż, szczególnie w miejscach niewygodnych lub trudno dostępnych, jak miednica czy krocze.

Występują w postaci rękawa – co ułatwia ich założenie – nie trzeba znać technik bandażowania, aby założyć siatkę.

8 różnych rozmiarów – obwód każdego z rozmiarów dostosowany jest do opatrywanej konkretnej części ciała.

Elastyczna struktura powoduje, że przy odpowiednim doborze rozmiaru do zabezpieczanej części ciała siatka będzie idealnie pasować.

Szybkie w nakładaniu, co jest szczególnie ważne podczas zmiany opatrunków u dzieci.

Idealne do domowego użytku – należy pamiętać, że w przypadku bandaży nieodpowiednie założenie może ograniczyć krążenie – jednowarstwowa konstrukcja siatki i 8 rozmiarów do wyboru – minimalizują to ryzyko.

Zastosowanie:

- przy zakładaniu opatrunku na trudno dostępne i niewygodne do opatrywania miejsca, takie jak: miednica, krocze
- przy ranach operacyjnych brzucha, klatki piersiowej i opatrunkach głowy
- do podtrzymywania opatrunków na ranach poparzeniowych
- w chirurgii dziecięcej

Rodzaje:

- niejałowe

Rozmiary i pakowanie:

- 1: na palec
- 2: na dłoń, palec
- 3: dłoń, stopa
- 4: podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć
- 6: głowa, ramię, podudzie, kolano
- 8: udo, głowa, biodra
- 10: biodra, brzuch
- 14: klatka piersiowa, brzuch, biodra
- dostępne w długościach: 1 m, 10 m (odpowiednio: 2,5 m, 25 m w stanie rozciągniętym)
- pakowanie po 1 szt.



**MD**

