

Fartuchy są wykonane z miękkiej włókniny poliestrowo-celulozowej a w strefach krytycznych (przód i przedramiona) wzmocnione są barierowym laminatem. Fartuch jest luźny, szeroki, umożliwia dokładne okrycie sylwetki chirurga. Rękawy są zakończone poliestrowym, niepylącym i bezszwowym mankietem, który dokładnie opina nadgarstek. Fartuchy zaprojektowane są w taki sposób, aby było możliwe wiązanie najpierw na "brudno", a następnie na „czysto”.

Specjalny kartonik, przez który „przewleczone” są troki zewnętrzne fartucha, umożliwia aplikację fartucha w sposób aseptyczny, a złożenie typu book-folded umożliwia szybkie i samodzielne nałożenie fartucha.

Zastosowanie:

- do długich operacji z dużą ilością płynów

Rodzaje:

- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu)
- jałowe z ręczniczkami do rąk
- jałowe z ręczniczkami do rąk i dodatkowym owinięciem w papier krepowany
- kolor: niebieski

Rozmiary i pakowanie:

- rozmiary: M, L, XL, XXL
- jałowe: pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.



MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę
Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z
numerem 2274

>>