

Fartuchy chirurgiczne Perfect wykonane są z dwóch rodzajów tkanin: z lekkiej tkaniny poliestrowej oraz z trójwarstwowego laminatu w strefach krytycznych wyrobu. Konstrukcja fartucha pozwala na założenie go w sposób aseptyczny, a długie poliestrowe mankiety dokładnie opinają nadgarstek. Dodatkowo mankiety posiada wszytą tasiemkę do założenia na palec, która zabezpiecza przed podciąganiem się rękawów, co gwarantuje nie wysuwanie się rękawa spod rękawicy.

Zastosowanie:


- jako odzież dla personelu medycznego, stosowana przy długich wysokoinwazyjnych procedurach medycznych; wyrób zgodny z normą PN EN 13795

Rodzaje:

- niejałowe
- jałowe - w usłudze oferowanej przez spółki CitoNet
- kolor: zielony, niebieski

Rozmiary i pakowanie:

- S, M, L, XL, XXL - identyfikacja rozmiaru kolorem
- pakowane po 1 szt.
- [wymiary wyrobu gotowego](#)



1

>>