

Fartuchy chirurgiczne wykonane są z tkaniny poliestrowej i charakteryzują się dobrą przepuszczalnością powietrza. Konstrukcja fartucha pozwala na założenie go w sposób aseptyczny, a długie poliestrowe mankiety dokładnie opinają nadgarstek. Dodatkowo mankiet posiada wszytą tasiemkę do założenia na palec, która zabezpiecza przed podciąganiem się rękawów, co gwarantuje nie wysuwanie się rękawa spod rękawicy.

Zastosowanie:


- jako odzież dla personelu medycznego, stosowana przy krótkich małoinwazyjnych procedurach medycznych; wyrób zgodny z normą PN-EN 13795

Rodzaje:

- niejałowe
- jałowe – w usłudze oferowanej przez CitoNet
- kolor: zielony, niebieski

Rozmiary i pakowanie:

- S, M, L, XL, XXL – identyfikacja rozmiaru kolorem lamówki
- pakowane po 1 szt.
- [wymiary wyrobu gotowego](#)



>>