

Fartuchy zabiegowe wykonane są z włókniny polipropylenowej. Fartuchy posiadają długi prosty rękaw zakończony ściągaczem poliestrowym, lamówkę przy szyi, która jest jednocześnie wiązaniem oraz pasek przymocowany do tej lamówki, służący do wiązania fartucha w pasie po jego oderwaniu od fartucha. Fartuchy są złożone w sposób „book folded”, który umożliwia aseptyczne założenie wyrobu.

Zastosowanie:

- mogą być stosowane jako odzież przy badaniach diagnostycznych przez personel medyczny

Rodzaje:

- jałowe (sterylizowane parą) i niejłowe
- kolor: niebieski

Rozmiary i pakowanie:

- rozmiary: L, XL, XXL
- jałowe: pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.
- niejłowe: pakowane w worek foliowy po 10 szt.



MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z numerem 2274

>>