

Wykonane są z folii polietylenowej lub polipropylenowej.

Osłony (poza osłonami na uchwyt do lampy) są mocowane za pomocą elastycznych gumek albo taśm samoprzylepnych.

Zastosowanie:

- do zabezpieczenia urządzeń medycznych

Rodzaje:

- na sprzęt medyczny
- na ramię C
- na mikroskop
- na uchwyt do lampy

Rozmiary i pakowanie:

- szeroka gama rozmiarów i kształtów
- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.

