

Wykonane są z przezroczystej folii polietylenowej.

Dzięki sprężystości i miękkości materiału, z którego są wykonane, możliwa jest łatwa i bezpieczna manipulacja podczas zabiegu.

Zaopatrzona jest w taśmę samoprzylepną i kartonik z wycięciem, dzięki któremu może być w łatwy sposób zamocowana na urządzeniu.

Zastosowanie:

- do zabezpieczenia urządzeń medycznych, uniwersalne dla wszystkich kamer i endoskopów, przewodów i światłowodów

Rozmiary i pakowanie:

- rozmiary: 13 cm x 235 cm, 13 cm x 244 cm, 15 cm x 250 cm
- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.

[>>](#)