

- 100% bawełny
- bielona nadtlenkowo bez użycia chloru
- brak luźnych włókien na powierzchni gazy
- duża zdolność wchłaniania wilgoci i płynów
- możliwość sterylizacji

## Zastosowanie:

- do ogólnego opatrywania ran (jałowa)
- do celów higieniczno-gospodarczych (niejałowa)

## Rodzaje:

- jałowe (sterylizowane parą) i niejałowe
- 13-, 17-nitkowa

## Rozmiary i pakowanie:

- kopertowana jałowa: 1 m<sup>2</sup>; 1/2 m<sup>2</sup>; 1/4 m<sup>2</sup>
- kopertowana niejałowa: 1 m<sup>2</sup>; 1/2 m<sup>2</sup>
- w składkach: od 0,90 m do 1,20 m szerokości i długości: 50 m, 100 m, 200 m

UWAGA: Podczas procedur inwazyjnych stosować wyrób jedynie w stanie nierozwiniętym.

