

- 100% bawełny
- bielona nadtlenkowo bez użycia chloru
- brak luźnych włókien na powierzchni gazy
- duża zdolność wchłaniania wilgoci i płynów
- możliwość sterylizacji

Zastosowanie:

- do ogólnego opatrywania ran (jałowa)
- do celów higieniczno-gospodarczych (niejałowa)

Rodzaje:

- jałowe (sterylizowane parą) i niejałowe
- 13-, 17-nitkowa

Rozmiary i pakowanie:

- kopertowana jałowa: 1 m²; 1/2 m²; 1/4 m²
- kopertowana niejałowa: 1 m²; 1/2 m²
- w składkach: od 0,90 m do 1,20 m szerokości i długości: 50 m, 100 m, 200 m

UWAGA: Podczas procedur inwazyjnych stosować wyrób jedynie w stanie nierozwiniętym.



MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z numerem 2274

