

Wykonane z przezroczystej folii polietylenowej, która umożliwia identyfikację zawartości lub z laminatu 2-warstwowego Blue Special.

Kształtka umieszczona na kieszeni pozwala wyprofilowanie pod rodzaj operacji zgodnie z preferencjami lekarza a przylepiec pozwala na zamocowanie wyrobu w dowolnym miejscu na obłożeniu.

Zastosowanie:

- do przechowywania płynów, podręcznych narzędzi chirurgicznych i drobnego materiału opatrunkowego

Rodzaje:

- 1-, 2-, 5-komorowe
- z kształtką lub bez
- z przylepcem lub bez

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.
- rozmiary: 40 cm x 30 cm (1-komorowa), 42 cm x 35 cm (2-komorowa), 54 cm x 39 cm (1-komorowa z samoprzylepnym zamknięciem), 30 cm x 17,5 cm (5-komorowa)



>>