

- od wewnątrz wykonane z włókniny kompresowej
- od zewnątrz zabezpieczone opaską dzianą przechodzącą w troki
- troki poprzez związanie z tyłu głowy mocują opatrunek pod nosem

Zastosowanie:

- do pochłaniania płynów po zabiegach laryngologicznych

Rodzaje:

- niejadalne

Rozmiary i pakowanie:

- dostępne w rozmiarze: 5 cm x 2,5 cm, 7,5 cm x 4 cm
- pakowane po 50 szt.



MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę
Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z
numerem 2274

>>