

- zewnętrzna warstwa wykonana z włókniny medycznej
- wewnętrzna warstwa wykonana z pulpy celulozowej
- wykorzystanie pulpy celulozowej podnosi właściwości chłonne, czyniąc go kompresem o najwyższej chłonności
- możliwość sterylizacji wersji niejądowej

#### Zastosowanie:

- do opatrywania ran i urazów silnie krwawiących

#### Rodzaje:

- jałowe i niejądowe

#### Rozmiary i pakowanie:

- dostępne w rozmiarze: 10 cm x 15 cm, 10 cm x 20 cm
- jałowe: pakowane w kartonik 20 x 1 szt.
- niejądowe: pakowane po 20 szt.

UWAGA: Podczas procedur inwazyjnych stosować wyrób jedynie w stanie nierozwiniętym.

