

Dallon® PATCH to nieuszczelniona łata naczyniowa łatwo uszczelniająca się krwią pacjenta. Proteza wytwarzana jest techniką dziewiarską z przędzy poliestrowej.

Charakterystyczne cechy łaty:

- ma optymalną elastycznością
- ma wysoką wytrzymałością mechaniczną
- zachowuje stałe wymiary średnicy
- zaopatrzona jest w widoczną linię orientującą
- niestrzępliwa w miejscu przecięcia (także pod różnymi kątami)
- łatwo się wszywa za pomocą szwów chirurgicznych

Zastosowanie:

Wyrób Dallon® PATCH jest przeznaczony do leczenia chirurgicznego w następujących przypadkach:

- tętniaków (pomocniczo zewnętrznie w celu wzmocnienia ściany naczynia)
- naczyń krwionośnych chorobowo zmienionych
- prewencyjnie przed wystąpieniem tętniaka po zabiegach implantacji zastawki serca (unikać kontaktu z sercem)
- innych rodzajów leczenia chorych naczyń krwionośnych

Rodzaje:

- wyrób dostępny jest w dwóch wariantach – łaty płaskiej i okrągłej
- jałowe (sterylizowane radiacyjnie)

Rozmiary i pakowanie:

- średnica wewnętrzna 50 mm i długość w stanie swobodnym 200 mm
- opakowanie typu blister, rękaw polietylenowy, następnie kartonik po 1 szt.

