

Majtki dla pacjenta wykonane są z ciemnoniebieskiej włókniny polipropylenowej.

Majtki posiadają bezlateksowe gumki w pasie i w pachwinach. W części krocza majtki posiadają podwójną warstwę włókniny do jeszcze lepszej ochrony.

Zastosowanie:

- Majtki dla pacjenta służą do ochrony przed transmisją czynników infekcyjnych pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu zabiegów i badań diagnostycznych, a także do zachowania intymności pacjenta.

Rodzaje:

- niejałowe
- kolor: ciemnoniebieski

Rozmiary i pakowanie:

- XS/S, M/L, XL/XXL
- niejałowe: pakowane w worek foliowy po 30 szt.

