

- elementy plastikowe (np. [zaciski do pępowiny](#), kleszcze, pęsety) lub metalowe w jednym jałowym opakowaniu
- symbol jednorazowego użytku umieszczony na wszystkich narzędziach metalowych
- narzędzia ostro zakończone zabezpieczone są kapturkiem, nie ma możliwości przekłucia opakowania
- sterylizowane w zwalidowanym procesie (zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1 oraz PN-EN ISO 11135)
- narzędzi nie można sterylizować ponownie

#### Zastosowanie:

- do stosowania w trakcie zabiegów operacyjnych i ambulatoryjnych

#### Rodzaje:

- jałowe
- kleszcze, nożyczki, pęsety, uchwyty do skalpeli itp.

#### Rozmiary i pakowanie:

- jałowe, pakowane w opakowanie do sterylizacji po 1 szt.; dodatkowo jałowe narzędzia mogą być pakowane w kartonowe dyspensery umożliwiające organizację i przechowywanie wyrobów w szpitalu

