

Obłożenia składają się z serwet, które umożliwiają obłożenie pacjenta w sposób zapewniający bezpieczeństwo jemu oraz personelowi medycznemu oraz elementów dodatkowych, potrzebnych i pomocnych przy wykonywaniu różnych zabiegów.

Prosta konstrukcja serwet daje możliwość szybkiego i skutecznego obłożenia pacjenta oraz wyznaczenia granic pola operacyjnego. Serwety w zestawach są oznakowane piktogramami, wskazującymi kierunek rozkładania.

Elementy dodatkowe, ułatwiające lub przyspieszające przygotowanie sali operacyjnej obejmują: pokrowce (na stoliki, na kończyny), kieszenie na płyny, taśmy medyczne samoprzylepne, organizery na kable, osłony na przewody i sprzęt medyczny, ręczniczki, folie chirurgiczne, odzież medyczną.

Obłożenia są wykonane z surowców najwyższej jakości, spełniają wymagania normy PN-EN 13795, tym samym zapewniają użytkownikowi bezpieczeństwo stosowania.

Rodzaje (kilka przykładów):

- dostępne tylko w wersji jałowej
- zestawy dla noworodka
- zestawy do angiografii
- [zestawy do artroskopii kolana](#)
- [zestawy do cystoskopii](#)
- [zestawy do kraniotomii](#)
- [zestawy do laparoskopii](#)
- [zestawy do laparotomii](#)
- [zestawy do cesarskiego cięcia](#)
- [zestawy do operacji dłoni/stopy](#)
- [zestawy do operacji ginekologicznych](#)
- [zestawy do operacji kardiochirurgicznych](#)
- [zestawy do operacji kończyny górnej](#)
- [zestawy do operacji okulistycznych](#)
- [zestawy do operacji plastycznych](#)
- [zestawy do operacji stawu barkowego](#)
- [zestawy do operacji stawu biodrowego](#)
- [zestawy do operacji tarczycy](#)
- [zestawy do operacji urologicznych \(TUR, PCNL, URS\)](#)
- [zestawy do operacji żylaków](#)
- [zestawy do porodu](#)
- [zestawy do torakotomii](#)
- [zestawy uniwersalne](#)
- [zestawy wertykalne / izolacyjne](#)

Pakowanie:

- obłożenia zapakowane w opakowanie do sterylizacji oraz w [karton-dispenser](#) ułatwiający organizację i przechowywanie wyrobów w szpitalu

