

- opatrunek indywidualny „W” (duży) składa się z dwóch tamponów włókninowych chłonnych o wymiarach 12 cm x 16 cm oraz elastycznego, zielonego bandaża tkanego o szerokości 10 cm i długości 4 m
- jeden z tamponów zamocowany jest do bandaża w sposób trwały, drugi natomiast (barierowy – pokryty od zewnątrz wodoodpornym laminatem) posiada możliwość przesuwu wzdłuż opaski, co pozwala dopasowanie położenia tamponu i opatrywanie ran „na wylot” m. in. postrzałowych
- dodatkowo w opakowaniu znajduje się luzem arkusz folii poliuretanowej, który umożliwia dodatkowe uszczelnienie ran postrzałowych
- opakowanie jest wodoszczelne i ma nadrukowaną instrukcję obsługi

#### Zastosowanie:

- opatrywanie m. in. ran bojowych lub postrzałowych „na wylot”

#### Rodzaje:

- jałowy (sterylizowany radiacyjnie)
- z zapinką

#### Rozmiary i pakowanie:

- jałowy w opakowaniu wykonanym z laminatu foliowego, co zapewnia wodoszczelność opatrunku; pakowany po 1 szt.

