

- opatrunek indywidualny „W” (mały) składa się z dwóch tamponów chłonnych (z gazy opatrunkowej bielonej bezchlorowo oraz waty bawełnianej) o wymiarach 13,5 cm x 10 cm oraz nieelastycznego, dzianego bandaża z wiskozy o szerokości 10 cm i długości 4 m
- jeden z tamponów zamocowany jest do bandaża w sposób trwały, drugi natomiast posiada możliwość przesuwu wzdłuż opaski, co pozwala dopasowanie położenia tamponu i opatrywanie ran „na wylot” m. in. postrzałowych
- opakowanie jest wodoszczelne i ma nadrukowaną instrukcję obsługi

#### Zastosowanie:

- opatrywanie m. in. ran bojowych lub postrzałowych „na wylot”

#### Rodzaje:

- jałowy (sterylizowany parą wodną)
- z zapinką

#### Rozmiary i pakowanie:

- jałowy w opakowaniu wykonanym z laminatu foliowego, co zapewnia wodoszczelność opatrunku; wewnątrz opatrunek dodatkowo jest zapakowany w papier z widoczną wystającą nitką ułatwiającą rozpakowywanie; pakowany po 1 szt.

