

- opatrunek indywidualny składa się z dwóch tamponów włókninowych chłonnych o wymiarach 12 cm x 16 cm oraz elastycznego, zielonego bandaża tkanego o szerokości 10 cm i długości 4 m
- jeden z tamponów zamocowany jest do bandaża w sposób trwały, drugi natomiast (barierowy – pokryty od zewnątrz wodoodpornym laminatem) posiada możliwość przesuwu wzdłuż opaski, co pozwala dopasowanie położenia tamponu i opatrywanie ran „na wylot” m. in. postrzałowych
- dodatkowo w opakowaniu znajduje się luzem arkusz folii poliuretanowej, który umożliwi dodatkowe uszczelnienie ran postrzałowych
- opakowanie jest wodoszczelne i ma nadrukowaną instrukcję obsługi

Zastosowanie:

- tamowanie obfitych krwotoków: aplikacja ucisku bezpośrednio na ranę w celu kontroli i zatrzymania krwawienia;
- zaopatrywanie urazów: opatrywanie ran postrzałowych (w tym ran przelotowych) oraz innych ran cechujących się znaczną utratą krwi;
- opatrunek okluzyjny: arkusz folii poliuretanowej służy do natychmiastowego uszczelniania (okluzji) otwartych ran klatki piersiowej, minimalizując ryzyko wystąpienia odmy prężnej.

Opatrunek jest przeznaczony zarówno dla użytkowników profesjonalnych, jak i użytkowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy taktycznej i medycznej:

- personel medyczny
- siły zbrojne;
- służby mundurowe i porządkowe.

Rodzaje:

- jałowy (sterylizowany radiacyjnie)
- z zapinką

Rozmiary i pakowanie:

- jałowy w opakowaniu wykonanym z laminatu foliowego, co zapewnia wodoszczelność opatrunku; pakowany po 1 szt.



MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną TÜV Nord Polska sp. z o.o. i posiadają CE z numerem 2274

>>