

## Zarządzanie infekcją

- paroprzepuszczalna folia poliuretanowa stanowiąca zewnętrzną warstwę opatrunku pozwala na wymianę gazową oraz chroni przed czynnikami zewnętrznymi
- warstwa pianki poliuretanowej chłonie nadmiar wysięku i chroni ranę przed urazami mechanicznymi
- warstwa aktywna składająca się z chitozanu oraz srebra pozwala utrzymać aseptyczne środowisko w ranie oraz stwarza warunki sprzyjające gojeniu rany

## Wskazania:

- rany o średnim lub dużym wysięku
- rany zainfekowane lub z ryzykiem wystąpienia wtórnej infekcji
- owrzodzenia goleni
- rany odleżynowe
- rany pooperacyjne
- pourazowe rozległe obrażenia
- rany po oparzeniach
- rany towarzyszące tzw. stopie cukrzycowej

## Rodzaje:

- jałowe

## Rozmiary i pakowanie:

- 10 cm x 10 cm; pakowany po 5 szt.
- 10 cm x 20 cm; pakowane po 5 szt.

