

Zarządzanie infekcją

- opatrunek zawiera aktywne srebro metaliczne, które ma działanie antybakteryjne
- opatrunek chłonie nadmiar wysięku, utrzymuje wilgotne środowisko w ranie
- paroprzepuszczalny, oddychający – pozwala na wymianę gazową
- cała powierzchnia opatrunku pokryta jest srebrem

Wskazania:

- rany trudnogojące się
- rany zakażone i rany czyste jako opatrunek zapobiegający zakażeniom
- rany po pobraniu przeszczepu

Rodzaje:

- jałowe

Rozmiary i pakowanie:

- 10 cm x 10 cm; pakowany po 5 szt.
- 10 cm x 20 cm; pakowane po 5 szt.

