

- podłoże wykonane z przezroczystej, bardzo elastycznej folii poliuretanowej, dzięki której opatrunek świetnie dopasowuje się do kształtów ciała pacjenta nie ogranicza jego ruchów a przezroczyste podłoże pozwala na obserwację okolic rany w trakcie gojenia się
- opatrunek nie zawiera lateksu
- unikalna struktura cząsteczkowa opatrunku jest przepuszcza dla pary wodnej ale nieprzepuszczalna dla wody
- duży "wyspowy" wkład chłonny jest centralnie położony a część klejąca dookoła wkładu pewnie utrzymuje opatrunek na miejscu
- wkład chłonny pokryty mikrosiateczką zabezpieczająca opatrunek przed przywieraniem do rany czy szwów
- zastosowany klej nie powoduje podrażnień skóry ani reakcji alergicznych
- zaokrąglone brzegi opatrunku zabezpieczają przed przedwczesnym odklejeniem się go od ciała pacjenta
- bardzo łatwa aplikacja dzięki ponumerowanym papierkom zabezpieczającym, które wskazują kolejność ich usunięcia

#### Zastosowanie:

- do opatrywania ran pooperacyjnych oraz innych mniejszych ran, skaleczeń i otarć

#### Rodzaje:

- jałowy
- kształt: prostokątny

#### Rozmiary i pakowanie:

- jałowy: pakowany po 50 szt.
- dostępny w rozmiarach: 7,2 cm x 5 cm, 10 cm x 6 cm, 15 cm x 8 cm, 20 cm x 10 cm

