

## Ochrona delikatnych tkanek

- przezroczysty opatrunek wykonany z cienkiej folii poliuretanowej – przezroczystość umożliwia wizualną kontrolę stanu rany
- wodoodporny i nieprzepuszczalny dla mikroorganizmów – pozwala na prowadzenie normalnych zabiegów higienicznych, minimalizując ryzyko zainfekowania rany
- utrzymuje odpowiedni stopień wilgoci na ranie – rana goi się bez powstania strupa, co minimalizuje ryzyko powstania blizny
- może przebywać na ranie do 7 dni – mniej zmian opatrunku – to szybszy proces leczenia i niższe koszty

## Zastosowanie do leczenia:

- drobnych oparzeń
- miejsc, z których pobrano przeszczep
- odleżyn pierwszego i drugiego stopnia
- rany pooperacyjne
- otarć i skaleczeń

Opatrunek może być stosowany profilaktycznie do zabezpieczenia skóry narażonej na otarcia lub działanie wilgoci.

## Rodzaje:

- jałowe

## Rozmiary i pakowanie:

- jałowe: 6 cm x 7 cm; pakowane po 5 szt.
- jałowe: 10 cm x 12 cm; pakowane po 5 szt. i po 50 szt.

