

- podłoże wykonane z białej, elastycznej włókniny, dzięki której opatrunek świetnie dopasowuje się do kaniuli i kształtów ciała pacjenta
- porowata włóknina umożliwia skórze swobodne oddychanie
- wycięcie na kaniule ułatwia aplikację opatrunku
- wkład z mikrosiateczką zabezpieczającą przed przywieraniem opatrunku
- dodatkowy wkład chłonny stanowi podkładkę pod stopkę kaniuli
- zastosowany klej nie powoduje podrażnień skóry
- zaokrąglone brzegi opatrunku zabezpieczają przed przedwczesnym odklejeniem się od ciała pacjenta
- szeroka zakładka papieru ochronnego umożliwia łatwą aplikację opatrunku nawet w rękawiczkach

Zastosowanie:

- do mocowania i ochrony kaniul

Rodzaje:

- jałowy

Rozmiary i pakowanie:

- jałowy: pakowany po 1 szt., a następnie w kartonik po 50 szt.
- dostępny w rozmiarze: 5,8 cm x 8 cm, 7,2 cm x 5 cm



MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną Superiore di Sanità i posiadają CE z numerem 0373

>>