

- podłoże wykonane z cienkiej, przezroczystej, całkowicie wodoodpornej i oddychającej folii
- przezroczysta folia umożliwia obserwację miejsca wkłucia bez konieczności odklejania opatrunku
- wycięcie na kaniule ułatwia aplikację opatrunku
- "skrzydełka" dla pewniejszego umocowania dodatkowo wzmocnione są włókniną
- zastosowany klej nie powoduje podrażnień skóry
- zaokrąglone brzegi opatrunku zabezpieczają przed przedwczesnym odklejeniem się od ciała pacjenta
- szeroka zakładka papieru ochronnego umożliwia łatwą aplikację opatrunku nawet w rękawiczkach

#### Zastosowanie:

- do mocowania i ochrony kaniul

#### Rodzaje:

- jałowy

#### Rozmiary i pakowanie:

- jałowy: pakowany po 1 szt., a następnie w kartonik po 50 szt.
- dostępne w rozmiarze: 5,8 cm x 8 cm

